



# Silentia skärmsystem

## Bruksanvisning

Instruktioner för montering, användning, rengöring och underhåll

# Välkommen

**till Bruksanvisningen för Silentias produkter.  
Kontakta er lokala återförsäljare om ni har några  
frågor.**

Om ni behöver ytterligare hjälp med hur produkterna skall monteras, användas eller underhållas, var god kontakta den lokala återförsäljaren i ert område. Information om återförsäljare finns längst bak i den här broschyren och på internet:

<http://www.silentia.eu>

## Allmänt

Läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan ni monterar eller använder några av Silentias produkter. Följ alltid instruktionerna vid montering, användning och underhåll. Montering, service och liknande arbete måste göras av kvalificerad personal i linje med lokala regler och föreskrifter.

För att säkerställa säkerheten för personer och egendom, använd bara reservdelar som har tillverkats eller godkänts av Silentia AB. Användning av andra typer av reservdelar gör garantin ogiltig.

Innan montering, säkerställ att alla produkter/delar finns med, är kompletta och är utan fel.

Förpackningsmaterial skall bortskaffas i enlighet med lokala regler och föreskrifter.

Om ni behöver ytterligare hjälp med hur produkterna skall monteras, användas eller underhållas, var god kontakta den lokala återförsäljaren i ert område. Information om återförsäljare finns längst bak i den här broschyren och på internet: <http://www.silentia.eu>

Produktens livslängd: 10 år



**Varning - Varning indikerar en risk, som om den inte undviks kan leda till dödsfall, allvarlig personskada och/eller skada på egendom.**

<b>Användning, rengöring och underhåll</b>	<b>4</b>
• Montering	4
• Användning, allmänt	4
• Med klove på IVA-skena	4
• Mobila skärmar	4
• Byte av installationsplats	5
• Regelbunden översyn	5
• Rengöring och desinficering	5
<b>Montering</b>	<b>6</b>
• Standardmontering med väggfäste	6
• Standardmontering med väggfäste och skärmförlängning	8
• Montering med 20 mm distanser	10
• Montering med 100 eller 200 mm distanser	12
• Montering med justerbara distanser	14
• Montering med klovar och väggfäste på IVA-skena	16
• Montering med klove och bakåttöd på IVA-skena	18
• Montering med klovar och väggfäste med golvstöd på IVA-skena	20
• Montering av fast skärm med väggfäste och golvstolpe	22
• Montering av fast skärm med två golvstolpar	24
• Montering av vikskärm tillsammans med fast skärm	25
• Montering av vikskärm på golvstolpe	26
• Montering av skärm på vagn för en skärm	28
• Montering av skärm på vagn för två skärmar	30
• Montering av mobil gavelkskärm	32
• Montering av duschskärm	34
<b>Lokala återförsäljare</b>	<b>36</b>
<b>Formulär för regelbunden kontroll</b>	<b>39</b>

## Användning, rengöring och underhåll

### Montering

Följ monteringsinstruktionerna för respektive montagesätt för att säkerställa att skärmen blir riktigt och säkert monterad.

**Det är montörens ansvar att säkerställa att skruvförbanden är lämpliga för väggen respektive golvet, att väggen och golvet är i god kondition och att väggen, golvet och skruvförbanden håller för skärmsystemets vikt och andra krafter som kan förekomma under normal användning.**


Skärmarna är konstruerade för att användas **inomhus** på jämna, horisontella golv. Montering och användning på icke horisontella golv kan äventyra säkerheten och göra garantin ogiltig.

### Användning, allmänt

Luta er inte mot skärmen, häng inte något över den och använd den inte heller som stöd för andra instrument. Skärmen är konstruerad som ett insynsskydd och kan skadas om den används till något annat.

När vikskärmen har dragits ut till önskad längd, lås det yttersta hjulet och lämna resten av hjulen olåsta. (Lås även hjulet i hörnet om skärmen

1-11 sektioner 12-15 sektioner



De längsta skärmarna (12-15 sektioner) är utformade för att stå vinklade som ett L runt sängen.


Innan skärmen förflyttas eller dras ut, se till att alla hjul är olåsta.



**Observera: Skärmarna skall inte användas i MR-rum.**




**Innan ni höjer en säng i närheten av skärmen, se till att inga delar av sängen finns under skärmen. Lyftkraften från sängen kan skada skärmen, dess tillbehör och/eller infästningen. Följden kan bli att skärmen faller ned och skadar patienter eller personal.**




### Med klove på IVA-skena

Skärmar som monterats på IVA-skena kan flyttas i sidled längs skenan om skruvarna som håller klovorna på plats lossas något. När skärmen står på den nya platsen dras skruvarna åt igen så att skärmen sitter stadigt.




### Mobila skärmar

Innan en skärm monterad på vagn dras ut, se till att **vagnens hjul är låsta** och skärmens hjul olåsta.



Mobila skärmar skall alltid förflyttas försiktigt. Om de hanteras våldsamt kan de välta och falla över någon. Speciell försiktighet behövs om man förflyttar skärmen över trösklar eller andra höjdskillnader på golvet.

Stå ej på hjulsatsen, luta er inte mot skärmen och använd den inte heller som ett stöd. Om man gör det kan den mobila skärmen rulla iväg eller välta, vilket kan medföra att man faller.



1. Lås upp hjulen.
2. Drag ut skärmen.
3. Lås det yttersta hjulet.

## Byte av installationsplats

Vikskärmen kan lätt förflyttas mellan olika monteringsvarianter, tack vare EasyClick™-systemet, om man följer dessa instruktioner. Vik ihop skärmen. Lossa torx-skruven (T20) som säkrar den fjäderbelastade sprinten i skärmens överkant om den är åtdragen. Ta ned skärmen från väggfästet, golvstolpen eller vagnen genom att trycka ned skruven så att den övre sprinten sänks och skärmen lossas. Var försiktig när skärmen tas ned. Den kan rulla iväg från dig och falla när den inte längre sitter fast. Flytta skärmen till dess nya plats och montera den enligt monteringsinstruktionerna.

## Regelbunden översyn

Skärmarna bör regelbundet (minst var 6:e månad) kontrolleras med avseende på att:

- Väggfästen (och eventuella distanser) är väl förankrade i väggen
- Alla muttrar och skruvar är åtdragna
- Den fjäderbelastade sprinten i skärmens överkant är ordentligt säkrad i väggfästet, vagnen eller golvfästet
- Alla hjul är i gott skick
- Skärmarnas (och deras tillbehörs) funktion och utseende inte skadats

Det finns ett formulär längst bak i denna manual som kan användas för dokumentation.

## Rengöring och desinficering

Varje vecka eller vid behov: Rengör skärmarna med varmt vatten och etanol, eller annat vanligt ytreningsmedel eller desinfektionsmedel. **Använd inga stora mängder vatten**, en ordentligt fuktad trasa med rengöringsmedel räcker. Använd inte rengöringsmedel med slipmedel.

Hjulen kan lätt tas av, om man följer dessa instruktioner, och köras i spolmaskin/diskmaskin. Vik ihop skärmen. Lossa torx-skruven (T20) som säkrar den fjäderbelastade sprinten i skärmens överkant om den är åtdragen. Ta ned skärmen från väggfästet, golvstolpen eller vagnen genom att trycka ned skruven så att den övre sprinten sänks och skärmen lossas. Om skärmen är monterad med klovlar kan man öppna klovarna för att lossa väggfästet tillsammans med skärmen istället för att lossa skärmen från väggfästet. Var försiktig när skärmen tas ned. Den kan rulla iväg från dig och falla när den inte längre sitter fast. Lägg skärmen på lämplig plats och dra ut hjulen. Rengör hjulen. Vid behov, droppa lite olja på hjulaxeln innan hjulet sätts tillbaka i skärmen. Montera upp skärmen igen enligt monteringsinstruktionerna.

**Observera: Skärmarna tål ej att köras genom sängtvätt eller liknande, eftersom det förstör panelerna.**

## Standardmontering med väggfäste

Det är montörens ansvar att säkerställa att skruvförbanden är lämpliga för väggen, att väggen är i god kondition och att väggen och skruvförbanden håller för skärmsystemets vikt och andra krafter som kan förekomma under normal användning.

Skärmarna är konstruerade för att användas **inomhus** på jämna, horisontella golv. Montering och användning på icke horisontella golv kan äventyra säkerheten och göra garantin ogiltig.

Art. nr.

6105 - 6115

6205 - 6215

6305 - 6315


6539, 6544,

6540

1.

Skärmens höjd	Avstånd till golvet
1,85 m	410 mm
1,65 m	410 mm
1,45 m	310 mm

1. Markera och borra för den nedre fastsättnings-skraven. Avståndet från golvet är 310 mm för en 1,45 m hög skärm och 410 mm för en 1,65 m eller 1,85 m hög skärm.




2.

6539  
6544  
6540




3.



2. Fäst väggfästets nedre ände i väggen. Väggfästets övre ände är markerad med en pil och ordet UP.


3. Se till att väggfästet är **lodrätt**. Markera och borra för väggfästets övre ände och skruva fast det vid väggen.

4.



4. Tryck in hjulen i skärmen. Se till att hjul sätts in i alla hjulhål.

5.



5. Sätt fast skärmen genom att föra in skärmens nedre sprint i väggfästets nedre hål. Tryck ned torx-skraven på sidan så att du får in den övre sprinten i väggfästets övre hål.

Om det finns behov av detta kan torx-skraven (T20) dras åt för att förhindra att någon lossar skärmen oavsiktligt. Se till att skruven är i sin **övre position** även efter att du har dragit åt den.

De längsta skärmarna (12-15 sektioner) är utformade för att stå vinklade som ett L runt sängen.

Art. nr.	Vikt	Art. nr.	Vikt	Art. nr.	Vikt	Antal hjul
6105	8 kg	6205	9,5 kg	6305	11,5 kg	1
6106	10,5 kg	6206	12 kg	6306	13,5 kg	2
6107	12 kg	6207	14 kg	6307	16 kg	2
6108	13,5 kg	6208	16 kg	6308	18 kg	2
6109	15,5 kg	6209	18 kg	6309	20,5 kg	3
6110	17 kg	6210	19,5 kg	6310	22,5 kg	3
6111	18,5 kg	6211	21,5 kg	6311	24,5 kg	3
6112	20 kg	6212	24 kg	6312	27 kg	4
6113	22 kg	6213	25,5 kg	6313	29 kg	4
6114	24 kg	6214	27,5 kg	6314	31,5 kg	4
6115	25,5 kg	6215	29,5 kg	6315	33,5 kg	5

# Standardmontering med väggfäste och skärmförlängning

Det är montörens ansvar att säkerställa att skruvförbanden är lämpliga för väggen, att väggen är i god kondition och att väggen och skruvförbanden håller för skärmsystemets vikt och andra krafter som kan förekomma under normal användning.

Skärmarna är konstruerade för att användas **inomhus** på jämna, horisontella golv. Montering och användning på icke horisontella golv kan äventyra säkerheten och göra garantin ogiltig.

Art. nr.

6162 - 6165

6262 - 6265

6362 - 6365

6105 - 6115

6205 - 6215

6305 - 6315


6539, 6544,

6540

1.

Skärmens höjd	Avstånd till golvet
1,85 m	410 mm
1,65 m	410 mm
1,45 m	310 mm

1. Markera och borra för den nedre fastsättnings-skraven. Avståndet från golvet är 310 mm för en 1,45 m hög skärm och 410 mm för en 1,65 m eller 1,85 m hög skärm.




2.

6539  
6544  
6540




3.




2. Fäst väggfästets nedre ände i väggen. Väggfästets övre ände är markerad med en pil och ordet UP.

3. Se till att väggfästet är **lodrätt**. Markera och borra för väggfästets övre ände och skruva fast det vid väggen.






4. Tryck in hjulen i skärmen. Se till att hjul sätts in i alla hjulhål.



5. Sätt fast skärmen genom att föra in skärmens nedre sprint i väggfästets nedre hål. Tryck ned torx-skraven på sidan så att du får in den övre sprinten i väggfästets övre hål.

Om det finns behov av detta kan torx-skraven (T20) dras åt för att förhindra att någon lossar skärmen oavsiktligt. Se till att skruven är i sin **övre position** även efter att du har dragit åt den.

6. Sätt fast vikskärmen på skärmförlängningen på samma sätt som skärmförlängningen sattes fast på väggfästet.



De längsta skärmarna (12-15 sektioner) är utformade för att stå vinklade som ett L runt sängen.

Art. nr.	Vikt	Antal hjul
6162	3,5 kg	1
6163	5 kg	1
6164	6 kg	1
6165	7,5 kg	1
6262	3,5 kg	1
6263	5,5 kg	1
6264	7 kg	1
6265	8 kg	1
6362	4 kg	1
6363	6 kg	1
6364	7,5 kg	1
6365	9 kg	1

## Montering med 20 mm distanser

Det är montörens ansvar att säkerställa att skruvförbanden är lämpliga för väggen, att väggen är i god kondition och att väggen och skruvförbanden håller för skärmsystemets vikt och andra krafter som kan förekomma under normal användning.

Skärmarna är konstruerade för att användas **inomhus** på jämna, horisontella golv. Montering och användning på icke horisontella golv kan äventyra säkerheten och göra garantin ogiltig.

Art. nr.

6506

6105 - 6115

6205 - 6215

6305 - 6315


6539, 6544,

6540

1.

Skärmens höjd	Avstånd till golvet
1,85 m	410 mm
1,65 m	410 mm
1,45 m	310 mm


1. Markera och borra för den nedre fastsättnings-skruven. Avståndet från golvet är 310 mm för en 1,45 m hög skärm och 410 mm för en 1,65 m eller 1,85 m hög skärm.




2.

6539  
6544  
6540

6506




3.



2. Fäst väggfästets nedre ände i väggen med distansen mellan väggen och väggfästet. Väggfästets övre ände är markerad med en pil och ordet UP.


3. Se till att väggfästet är **lodrätt**. Markera och borra för väggfästets övre ände och skruva fast det vid väggen.

4.



4. Tryck in hjulen i skärmen. Se till att hjul sätts in i alla hjulhål.

5.



5. Sätt fast skärmen genom att föra in skärmens nedre sprint i väggfästets nedre hål. Tryck ned torx-skraven på sidan så att du får in den övre sprinten i väggfästets övre hål.

Om det finns behov av detta kan torx-skraven (T20) dras åt för att förhindra att någon lossar skärmen oavsiktligt. Se till att skruven är i sin **övre position** även efter att du har dragit åt den.

De längsta skärmarna (12-15 sektioner) är utformade för att stå vinklade som ett L runt sängen.

Art. nr.	Vikt	Art. nr.	Vikt	Art. nr.	Vikt	Antal hjul
6105	8 kg	6205	9,5 kg	6305	11,5 kg	1
6106	10,5 kg	6206	12 kg	6306	13,5 kg	2
6107	12 kg	6207	14 kg	6307	16 kg	2
6108	13,5 kg	6208	16 kg	6308	18 kg	2
6109	15,5 kg	6209	18 kg	6309	20,5 kg	3
6110	17 kg	6210	19,5 kg	6310	22,5 kg	3
6111	18,5 kg	6211	21,5 kg	6311	24,5 kg	3
6112	20 kg	6212	24 kg	6312	27 kg	4
6113	22 kg	6213	25,5 kg	6313	29 kg	4
6114	24 kg	6214	27,5 kg	6314	31,5 kg	4
6115	25,5 kg	6215	29,5 kg	6315	33,5 kg	5

## Montering med 100 eller 200 mm distanser

Det är montörens ansvar att säkerställa att skruvförbanden är lämpliga för väggen, att väggen är i god kondition och att väggen och skruvförbanden håller för skärmsystemets vikt och andra krafter som kan förekomma under normal användning.

Skärmarna är konstruerade för att användas **inomhus** på jämna, horisontella golv. Montering och användning på icke horisontella golv kan äventyra säkerheten och göra garantin ogiltig.

Art. nr.

6507, 6508

6105 - 6115

6205 - 6215

6305 - 6315


6539, 6544,

6540

1.

Skärmens höjd	Avstånd till golvet
1,85 m	410 mm
1,65 m	410 mm
1,45 m	310 mm


1. Markera och borra för den nedre fastsättnings-skraven. Avståndet från golvet är 310 mm för en 1,45 m hög skärm och 410 mm för en 1,65 m eller 1,85 m hög skärm.




2.

6539  
6544  
6540

6507  
6508




3.




2. Fäst den nedre distansen i väggen. Fäst väggfästets nedre ände i distansen. Väggfästets övre ände är markerad med en pil och ordet UP.

För att fungera som de skall måste distanserna placeras med det utskjutande stoppet åt höger, förutom om det gäller en spegelvänd skärm då stoppet skall sitta åt vänster.

3. Fäst den andra distansen vid väggfästets övre ände. Se till att väggfästet är **lodrätt**. Markera och borra för den övre distansen och fäst den i väggen.



4. Tryck in hjulen i skärmen. Se till att hjul sätts in i alla hjulhål.



5. Sätt fast skärmen genom att föra in skärmens nedre sprint i väggfästets nedre hål. Tryck ned torx-skruven på sidan så att du får in den övre sprinten i väggfästets övre hål.

Om det finns behov av detta kan torx-skruven (T20) dras åt för att förhindra att någon lossar skärmen oavsiktligt. Se till att skruven är i sin **övre position** även efter att du har dragit åt den.

De längsta skärmarna (12-15 sektioner) är utformade för att stå vinklade som ett L runt sängen.

Art. nr.	Vikt	Art. nr.	Vikt	Art. nr.	Vikt	Antal hjul
6105	8 kg	6205	9,5 kg	6305	11,5 kg	1
6106	10,5 kg	6206	12 kg	6306	13,5 kg	2
6107	12 kg	6207	14 kg	6307	16 kg	2
6108	13,5 kg	6208	16 kg	6308	18 kg	2
6109	15,5 kg	6209	18 kg	6309	20,5 kg	3
6110	17 kg	6210	19,5 kg	6310	22,5 kg	3
6111	18,5 kg	6211	21,5 kg	6311	24,5 kg	3
6112	20 kg	6212	24 kg	6312	27 kg	4
6113	22 kg	6213	25,5 kg	6313	29 kg	4
6114	24 kg	6214	27,5 kg	6314	31,5 kg	4
6115	25,5 kg	6215	29,5 kg	6315	33,5 kg	5

# Montering med justerbara distanser

Det är montörens ansvar att säkerställa att skruvförbanden är lämpliga för väggen, att väggen är i god kondition och att väggen och skruvförbanden håller för skärmsystemets vikt och andra krafter som kan förekomma under normal användning.

Skärmarna är konstruerade för att användas **inomhus** på jämna, horisontella golv. Montering och användning på icke horisontella golv kan äventyra säkerheten och göra garantin ogiltig.

Art. nr.

6509, 6510

6105 - 6115

6205 - 6215


6305 - 6315

6539, 6544,

6540

1.

Skärmens höjd	Avstånd till golvet
1,85 m	410 mm
1,65 m	410 mm
1,45 m	310 mm




1. Markera och borra för den nedre fastsättnings-skraven. Avståndet från golvet är 310 mm för en 1,45 m hög skärm och 410 mm för en 1,65 m eller 1,85 m hög skärm.

2. Två distanser


6539  
6544  
6540

6509  
6510

3.



En distans




2. Fäst den nedre distansen i väggen. Fäst väggfästets nedre ände i distansen. Väggfästets övre ände är markerad med en pil och ordet UP.


För att fungera som de skall måste distanserna placeras med det utskjutande stoppet åt höger, förutom om det gäller en spegelvänd skärm då stoppet skall sitta åt vänster.

3. **Två distanser:** Fäst väggfästets övre ände vid den andra distansen. Justera distanserna till önskad längd och lås dem i rätt läge genom att dra åt insexskruven ordentligt. Se till att väggfästet är **lodrätt i båda riktningarna** genom att justera distansernas längd och den övre distansens fastsättningspunkter. Markera och borra för den övre distansen och fäst den i väggen.

3. **En distans:** Se till att väggfästet är **lodrätt i båda riktningarna** genom att justera distansens längd och fastsättningspunkten i hyllan. Fäst väggfästets övre ände i hyllan och drag åt insexskruven under den justerbara distansen ordentligt för att låsa den i rätt läge. Väggfästet kan antingen fästas direkt i hyllan (Alt. 1) eller via en konsol (Alt. 2) (konsol medföljer ej). Man kan behöva göra ett nytt hål i väggfästet i höjd med hyllan.



4. Tryck in hjulen i skärmen. Se till att hjul sätts in i alla hjulhål.



5. Sätt fast skärmen genom att föra in skärmens nedre sprint i väggfästets nedre hål. Tryck ned torx-skruven på sidan så att du får in den övre sprinten i väggfästets övre hål.

Om det finns behov av detta kan torx-skruven (T20) dras åt för att förhindra att någon lossar skärmen oavsiktligt. Se till att skruven är i sin **övre position** även efter att du har dragit åt den.

De längsta skärmarna (12-15 sektioner) är utformade för att stå vinklade som ett L runt sängen.

Art. nr.	Vikt	Art. nr.	Vikt	Art. nr.	Vikt	Antal hjul
6105	8 kg	6205	9,5 kg	6305	11,5 kg	1
6106	10,5 kg	6206	12 kg	6306	13,5 kg	2
6107	12 kg	6207	14 kg	6307	16 kg	2
6108	13,5 kg	6208	16 kg	6308	18 kg	2
6109	15,5 kg	6209	18 kg	6309	20,5 kg	3
6110	17 kg	6210	19,5 kg	6310	22,5 kg	3
6111	18,5 kg	6211	21,5 kg	6311	24,5 kg	3
6112	20 kg	6212	24 kg	6312	27 kg	4
6113	22 kg	6213	25,5 kg	6313	29 kg	4
6114	24 kg	6214	27,5 kg	6314	31,5 kg	4
6115	25,5 kg	6215	29,5 kg	6315	33,5 kg	5

## Montering med klovar och väggfäste på IVA-skena

**Det är montörens ansvar att säkerställa att IVA-skenorna är ordentligt monterade, att väggen är i god kondition och att väggen och IVA-skenorna håller för skärmsystemets vikt och andra krafter som kan förekomma under normal användning.**

Skärmarna är konstruerade för att användas **inomhus** på jämna, horisontella golv. Montering och användning på icke horisontella golv kan äventyra säkerheten och göra garantin ogiltig.

För bästa användbarhet rekommenderas infästning på två IVA-skenor. Om endast en IVA-skena används bör den sitta i höjd med skärmens handtag. I annat fall är det lämpligt att komplettera med exempelvis bakåttöd (6519) eller justerbar distans (6509, 6510).

**Art. nr.**

**6502, 6535**

**6524, 6516**

**6105 - 6115**


**6205 - 6215**

**6305 - 6315**

**6539, 6544,**

**6540**

**1.**




**1.** Fäst kloven på den övre IVA-skenan och stödkloven på den undre skenan så att deras öppningar placeras vertikalt över varandra. **Drag åt skruvarna** under klovarna ordentligt för att förhindra att klovarna glider utmed skenan eller faller ned.

Alt. A: IVA-skenorna sitter på samma avstånd från väggen.

Alt. B: IVA-skenorna sitter på olika avstånd från väggen.


**2.**



**2.** Tryck in hjulen i skärmen. Se till att hjul sätts in i alla hjulhål.




3.


 6539  
 6544  
 6540

3. Fäst väggfästet vid skärmen genom att föra in skärmens nedre sprint i väggfästets nedre hål. Tryck ned torx-skruven på sidan så att du får in den övre sprinten i väggfästets övre hål.

Om det finns behov av detta kan torx-skruven (T20) dras åt för att förhindra att någon lossar skärmen oavsiktligt. Se till att skruven är i sin **övre position** även efter att du har dragit åt den.

4.



4. För in väggfästet i klovarna. Se till att det är **lodrätt i båda riktningarna**. För justerbar klove (Alt. B): Drag åt insexskruvarna under den justerbara kloven ordentligt för att låsa den i rätt läge.

**Drag åt klovarnas skruvar** ordentligt så att väggfästet låses in och förhindras att glida vertikalt i klovarna.

De längsta skärmarna (12-15 sektioner) är utformade för att stå vinklade som ett L runt sängen.

Art. nr.	Vikt	Art. nr.	Vikt	Art. nr.	Vikt	Antal hjul
6105	8 kg	6205	9,5 kg	6305	11,5 kg	1
6106	10,5 kg	6206	12 kg	6306	13,5 kg	2
6107	12 kg	6207	14 kg	6307	16 kg	2
6108	13,5 kg	6208	16 kg	6308	18 kg	2
6109	15,5 kg	6209	18 kg	6309	20,5 kg	3
6110	17 kg	6210	19,5 kg	6310	22,5 kg	3
6111	18,5 kg	6211	21,5 kg	6311	24,5 kg	3
6112	20 kg	6212	24 kg	6312	27 kg	4
6113	22 kg	6213	25,5 kg	6313	29 kg	4
6114	24 kg	6214	27,5 kg	6314	31,5 kg	4
6115	25,5 kg	6215	29,5 kg	6315	33,5 kg	5

## Montering med klove och bakåttöd på IVA-skena

**Det är montörens ansvar att säkerställa att IVA-skenorna är ordentligt monterade, att väggen är i god kondition och att väggen och IVA-skenorna håller för skärmsystemets vikt och andra krafter som kan förekomma under normal användning.**

Skärmarna är konstruerade för att användas **inomhus** på jämna, horisontella golv. Montering och användning på icke horisontella golv kan äventyra säkerheten och göra garantin ogiltig.

För bästa användbarhet rekommenderas infästning på två IVA-skenor. Om endast en IVA-skena används bör den sitta i höjd med skärmens handtag. I annat fall är det lämpligt att komplettera med exempelvis bakåttöd (6519) eller justerbar distans (6509, 6510).

**Art. nr.**

**6502, 6535**

**6519**


**6105 - 6115**

**6205 - 6215**


**6305 - 6315**

**6539, 6544,**


**6540**



**1. Fäst kloven på IVA-skenan. Drag åt skruven** under kloven ordentligt för att förhindra att kloven glider utmed skenan eller faller ned.




**2. Tryck in hjulen i skärmen. Se till att hjul sätts in i alla hjulhål.**



3. För in väggfästet i bakåttstödet och drag åt skruven ordentligt så att väggfästet låses in och inte kan glida vertikalt.

4. Fäst väggfästet vid skärmen genom att föra in skärmens nedre sprint i väggfästets nedre hål. Tryck ned torx-skruven på sidan så att du får in den övre sprinten i väggfästets övre hål.

Om det finns behov av detta kan torx-skruven (T20) dras åt för att förhindra att någon lossar skärmen oavsiktligt. Se till att skruven är i sin **övre position** även efter att du har dragit åt den.



5. För in väggfästet i kloven. Se till att det är **lodrätt i båda riktningarna**.

Justera längden på bakåttstödet så att stödet ligger mot väggen när väggfästet är lodrätt. Drag åt insexskruven undertill ordentligt för att låsa den i rätt läge.

**Drag åt klovens skruv** ordentligt så att väggfästet låses in och förhindras att glida vertikalt i kloven.

De längsta skärmarna (12-15 sektioner) är utformade för att stå vinklade som ett L runt sängen.

Art. nr.	Vikt	Art. nr.	Vikt	Art. nr.	Vikt	Antal hjul
6105	8 kg	6205	9,5 kg	6305	11,5 kg	1
6106	10,5 kg	6206	12 kg	6306	13,5 kg	2
6107	12 kg	6207	14 kg	6307	16 kg	2
6108	13,5 kg	6208	16 kg	6308	18 kg	2
6109	15,5 kg	6209	18 kg	6309	20,5 kg	3
6110	17 kg	6210	19,5 kg	6310	22,5 kg	3
6111	18,5 kg	6211	21,5 kg	6311	24,5 kg	3
6112	20 kg	6212	24 kg	6312	27 kg	4
6113	22 kg	6213	25,5 kg	6313	29 kg	4
6114	24 kg	6214	27,5 kg	6314	31,5 kg	4
6115	25,5 kg	6215	29,5 kg	6315	33,5 kg	5


# Montering med klovar och väggfäste med golvstöd på IVA-skena

**Det är montörens ansvar att säkerställa att IVA-skenorna är ordentligt monterade, att väggen är i god kondition och att väggen och IVA-skenorna håller för skärmsystemets vikt och andra krafter som kan förekomma under normal användning.**

Skärmarna är konstruerade för att användas inomhus på jämna, horisontella golv. Montering och användning på icke horisontella golv kan äventyra säkerheten och göra garantin ogiltig.

För bästa användbarhet rekommenderas infästning på två IVA-skenor. Om endast en IVA-skena används bör den sitta i höjd med skärmens handtag. I annat fall är det lämpligt att komplettera med exempelvis bakåttöd (6519) eller justerbar distans (6509, 6510).

**Art. nr.**  
**6502, 6535**  
**6524, 6516**  
**6105 - 6115**  
**6205 - 6215**  
**6305 - 6315**  
**6537, 6545,**  
**6538**




**1.** Fäst kloven på den övre IVA-skenan och stödkloven på den undre skenan så att deras öppningar placeras vertikalt över varandra. **Drag åt skruvarna** under klovarna ordentligt för att förhindra att klovarna glider utmed skenan eller faller ned.

Alt. A: IVA-skenorna sitter på samma avstånd från väggen.

Alt. B: IVA-skenorna sitter på olika avstånd från väggen.


Alt. C: Endast en IVA-skena, standardklove.

Alt. D: Endast en IVA-skena, klove med distans



**2.** Tryck in hjulen i skärmen. Se till att hjul sätts in i alla hjulhål.

3.




3. För in väggfästet i klovarna och låt väggfästet vila på golvet. Se till att det är **lodrätt i båda riktningarna**.

För justerbar klove (Alt. B): Drag åt insexskruvarna under den justerbara kloven ordentligt för att låsa den i rätt läge.

**Drag åt klovarnas skruvar** ordentligt så att väggfästet låses in och förhindras att glida vertikalt i klovarna.

4.



4. Sätt fast skärmen genom att föra in skärmens nedre sprint i väggfästets nedre hål. Tryck ned torx-skraven på sidan så att du får in den övre sprinten i väggfästets övre hål.

Om det finns behov av detta kan torx-skraven (T20) dras åt för att förhindra att någon lossar skärmen oavsiktligt. Se till att skruven är i sin **övre position** även efter att du har dragit åt den.

De längsta skärmarna (12-15 sektioner) är utformade för att stå vinklade som ett L runt sängen.

Art. nr.	Vikt	Art. nr.	Vikt	Art. nr.	Vikt	Antal hjul
6105	8 kg	6205	9,5 kg	6305	11,5 kg	1
6106	10,5 kg	6206	12 kg	6306	13,5 kg	2
6107	12 kg	6207	14 kg	6307	16 kg	2
6108	13,5 kg	6208	16 kg	6308	18 kg	2
6109	15,5 kg	6209	18 kg	6309	20,5 kg	3
6110	17 kg	6210	19,5 kg	6310	22,5 kg	3
6111	18,5 kg	6211	21,5 kg	6311	24,5 kg	3
6112	20 kg	6212	24 kg	6312	27 kg	4
6113	22 kg	6213	25,5 kg	6313	29 kg	4
6114	24 kg	6214	27,5 kg	6314	31,5 kg	4
6115	25,5 kg	6215	29,5 kg	6315	33,5 kg	5



## Installation of Semifix Screen with Wall Mounting and Floor Pole

**The installation staff are responsible for ensuring that the fasteners are suitable for the wall and floor, that the wall and floor are in good condition, and that the wall, floor and fasteners can support the weight of the screen system and other forces that may occur during normal use.**


The screens are designed to be used **indoors** on smooth, level flooring. Installation and use on floors that are not horizontal may be unsafe and will void the warranty.

**Art. No.**




**6143, 6144, 6145  
6243, 6244, 6245  
6343, 6344, 6345**

**6539, 6544, 6540  
6561, 6562, 6563**

Screen height	Distance from floor
1.85 m	410 mm
1.65 m	410 mm
1.45 m	310 mm



6539  
6544  
6540





**1.** Mark and drill a hole for the lower fastening screw.  
Distance from floor: 310 mm for screen of 1.45 m height, 410 mm for screen of 1.65 m or 1.85 m height.

**2.** Fasten the lower end of the wall mounting to the wall. The upper end of the wall mounting is marked by an arrow and the word UP.

**4.** Push the wheels into the screen. Make sure the wheels are inserted into all the wheel holes.

**3.** Make sure the wall mounting is vertical. Mark and drill a hole for the upper end of the wall mounting and fasten it to the wall.





**5.** Attach the screen by inserting the bottom pin of the screen into the bottom hole of the wall mounting. Press the upper pin down using the torx screw on the side to get the pin into the upper hole.

**6.** The wheelbase can be rotated 90° for increased stability or extra floor space. The wheels automatically lock in two different positions, across or parallel with the screen. The wheel suspension compensates for uneven floors.

If needed, the torx screw (T20) can be tightened to prevent anyone from detaching the screen accidentally. Make sure the screw is in the **top position** after tightening it.

**7. EasyClick** makes it quick and easy to assemble and combine semifix screens. Connect up to three additional panels to build in four different directions with the EasyClick three-point connector or combine it with Silentia Folding screens.






**1.** Put the floor pole in its intended position, lift the plastic cover of the floor pole and mark the drilling point on the floor. Move the pole aside and drill.

**2.** Move the floor pole back in place and check that it is **vertical** in all directions. Fasten the pole into place. Replace the plastic cover and fasten it with the screw included.


**3.** Push the wheels into the screen. Make sure the wheels are inserted into all the wheel holes.




**4.** Attach the screen by inserting the bottom pin of the screen into the bottom hole of the floor pole. Press the upper pin down using the torx screw on the side to get the pin into the upper hole.

If needed, the torx screw (T20) can be tightened to prevent anyone from detaching the screen accidentally. Make sure the screw is in the **top position** after tightening it.

**7. EasyClick** makes it quick and easy to assemble and combine semifix screens. Connect up to three additional panels to build in four different directions with the EasyClick three-point connector or combine it with Silentia Folding screens.



**6.** The wheelbase can be rotated 90° for increased stability or extra floor space. The wheels automatically lock in two different positions, across or parallel with the screen. The wheel suspension compensates for uneven floors.





# Montering av fast skärm med väggfäste och golvstolpe

Det är montörens ansvar att säkerställa att skruvförbanden är lämpliga för väggen respektive golvet, att väggen och golvet är i god kondition och att väggen, golvet och skruvförbanden håller för skärmsystemets vikt och andra krafter som kan förekomma under normal användning.

Skärmarna är konstruerade för att användas **inomhus** på jämna, horisontella golv. Montering och användning på icke horisontella golv kan äventyra säkerheten och göra garantin ogiltig.

Art. nr.

6150, 6155

6250, 6255

6350, 6355


6539, 6544,

6540

6561, 6562,

6563


- 1.
- 
1. Sätt ihop skärmen med väggfästet och golvstolpen genom att föra in skärmens nedre sprint i det nedre hålet på väggfästet och golvstolpen. Tryck ned torx-skruvarna på sidan så att du får in de övre sprintarna i de övre hålen. Se till att torx-skruvarna är i den **övre positionen**. Väggfästets övre ände är markerad med en pil och ordet UP.
- 2.
- 
- 2-3. Håll skärmen mot väggen där den skall stå och kontrollera att den står **vågrätt** och **lodrätt**.
- 3.
-



**4.** Markera borrhölet på väggen. Flytta undan skärmen och borra.

**5.** Tag loss väggfästet från skärmen och skruva fast det i väggen. Montera på skärmen igen (se instruktioner för bild 1).

Lyft upp stolpens plastkåpa och markera i golvet för att borra. Skjut skärmen åt sidan och borra.



**6.** Skjut tillbaka skärmen och skruva fast stolpen.

**7.** Tryck ned stolpens plastkåpa och fäst med medföljande skruv.

Art. nr.	Vikt
6150	6,2 kg
6155	11,4 kg
6250	7,3 kg
6255	13,4 kg
6350	8,3 kg
6355	15,3 kg
6561	3,3 kg
6562	3,6 kg
6563	3,8 kg

**För montering av vikskärm tillsammans med fast skärm, se sida 25.**

## Montering av fast skärm med två golvstolpar

Det är montörens ansvar att säkerställa att skruvförbanden är lämpliga för golvet, att golvet är i god kondition och att golvet och skruvförbanden håller för skärmsystemets vikt och andra krafter som kan förekomma under normal användning.

Skärmarna är konstruerade för att användas **inomhus** på jämna, horisontella golv. Montering och användning på icke horisontella golv kan äventyra säkerheten och göra garantin ogiltig.

Art. nr.

6150, 6155


6250, 6255

6350, 6355

6561, 6562,

6563


1.



6561  
6562  
6563


1. Sätt ihop skärmen med golvstolparna genom att föra in skärmens nedre sprint i golvstolpens nedre hål och sedan trycka ned torx-skruven på sidan så att du får in den övre sprinten i det övre hålet. Se till att torx-skruvarna är i den **övre positionen**.

Håll skärmen där den skall stå, lyft upp golvstolparnas plastkåpor och markera i golvet där det skall borrar. Ställ undan skärmen och borra.
2.



2. Ställ tillbaka skärmen och kontrollera att den står vågrätt och lodrätt åt alla håll. Skruva fast golvstolparna.

3.



3. Tryck ned stolparnas plastkåpor och fäst med medföljande skruv.

Art. nr.	Vikt
6150	6,2 kg
6155	11,4 kg
6250	7,3 kg
6255	13,4 kg
6350	8,3 kg
6355	15,3 kg
6561	3,3 kg
6562	3,6 kg
6563	3,8 kg


## Montering av vikskärm tillsammans med fast skärm

### Godkända positioner för montering


Flera skärmar kan monteras på samma stolpe. Vikskärmar får endast monteras i följande godkända positioner:

1. På samma sida av stolpen som en fast skärm. (Stolpe i variant C eller D): Vikskärmen måste vila mot den fasta skärmen när den är ihopvikt. (Bild 1.a och 1.b)
2. På motsatt sida av stolpen relativt den fasta skärmen. (Stolpe i variant B eller D): Vikskärmen måste monteras i fästpunkter mitt på stolpen. (Bild 2.a och 2.b)


1.a




1.b




A




B



C




D




Fästpunkt mitt på stolpen

2.a



2.b



### Utförande

Montera först de fasta skärmarna (se sida 22-25). Följ sedan instruktionerna i punkt 3 och 4 på nästa uppslag.

## Montering av vikskärm på golvstolpe

Det är montörens ansvar att säkerställa att skruvförbanden är lämpliga för golvet, att golvet är i god kondition och att golvet och skruvförbanden håller för skärmsystemets vikt och andra krafter som kan förekomma under normal användning.

Skärmarna är konstruerade för att användas **inomhus** på jämna, horisontella golv. Montering och användning på icke horisontella golv kan äventyra säkerheten och göra garantin ogiltig.

Art. nr.


6105 - 6115

6205 - 6215

6305 - 6315


6561, 6562,

6563




1. Placera golvstolpen på önskad plats, lyft stolpens plastkåpa och markera borrpunkten på golvet. Flytta undan stolpen och borra.

**Vikskärmen måste placeras i fästpunkter mitt på stolpen när den inte monteras tillsammans med en fast skärm. Använd stolpe i variant A eller B. För montering tillsammans med fast skärm, se sida 25.**



Art. nr.	Vikt	Art. nr.	Vikt	Art. nr.	Vikt	Antal hjul
6105	8 kg	6205	9,5 kg	6305	11,5 kg	1
6106	10,5 kg	6206	12 kg	6306	13,5 kg	2
6107	12 kg	6207	14 kg	6307	16 kg	2
6108	13,5 kg	6208	16 kg	6308	18 kg	2
6109	15,5 kg	6209	18 kg	6309	20,5 kg	3
6110	17 kg	6210	19,5 kg	6310	22,5 kg	3
6111	18,5 kg	6211	21,5 kg	6311	24,5 kg	3
6112	20 kg	6212	24 kg	6312	27 kg	4
6113	22 kg	6213	25,5 kg	6313	29 kg	4
6114	24 kg	6214	27,5 kg	6314	31,5 kg	4
6115	25,5 kg	6215	29,5 kg	6315	33,5 kg	5


2.



2. Ställ tillbaka stolpen och kontrollera att den är **lodrät** åt alla håll. Skruva fast stolpen.


Tryck ned stolpens plastkåpa och fäst med medföljande skruv.

3.



3. Tryck in hjulen i skärmen. Se till att hjul sätts in i alla hjulhål.

4.



4. Sätt fast skärmen genom att föra in skärmens nedre sprint i golvstolpens nedre hål. Tryck ned torx-skruven på sidan så att du får in den övre sprinten i golvstolpens övre hål.

Om det finns behov av detta kan torx-skruven (T20) dras åt för att förhindra att någon lossar skärmen oavsiktligt. Se till att skruven är i sin **övre position** även efter att du har dragit åt den.

De längsta skärmarna (12-15 sektioner) är utformade för att stå vinklade som ett L runt sängen.

# Montering av skärm på vagn för en skärm

Skärmarna är konstruerade för att användas **inomhus** på jämna, horisontella golv. Montering och användning på icke horisontella golv kan äventyra säkerheten och göra garantin ogiltig.

**Art. nr.**

**6105 - 6115**


**6205 - 6215**

**6305 - 6315**

**6514, 6518,**

**6520**

1.




6514  
6518  
6520


1. Ställ ryggdelen på hjuldelen så att **infästningspunkterna för skärmen är på samma sida som den böjda (konkava) sidan av hjuldelen**. Trä brickorna över skruvarna och **drag åt dem ordentligt**.

Så här justeras snörets längd så att det passar för det antal sektioner som skärmen har.


**A)** Mata in snöret så att det kommer ut som en ögla nedåt.



**B)** Justera längden på snöret genom att antingen trycka in snöret uppåt för att förkorta det eller dra ut snöret nedåt för att förlänga det.



**C)** Drag ut snöret så att ögla försvinner och mät längden enligt tabell nedan.




Är längden fel görs proceduren A) till C) om tills längden blir rätt.

**Antal sektioner**

5  
7  
9  
11  
13  
15


**Snörets längd**

41 cm/16"  
48 cm/19"  
54 cm/21"  
60 cm/24"  
65 cm/26"  
72 cm/29"



2. Tryck in hjulen i skärmen. Se till att hjul sätts in i alla hjulhål.

Om det saknas hjul kan skärmen bli instabil och välta.



3. Sätt fast skärmen på vagnen genom att föra in skärmens nedre sprint i vagnens nedre hål. Tryck ned torx-skruven på sidan så att du får in den övre sprinten i vagnens övre hål.

Om det finns behov av detta kan torx-skruven (T20) dras åt för att förhindra att någon lossar skärmen oavsiktligt. Se till att skruven är i sin **övre position** även efter att du har dragit åt den.

**På en rätt monterad skärm placeras skärmens hjul inne i hjuldelens böjda öppning när skärmen är ihopvikt. Felaktig montering gör skärmen svårare att använda och mindre stabil.**

Innan skärmenheten förflyttas, se till att alla hjul är olåsta.

Innan skärmen dras ut, se till att vagnens hjul är låsta och skärmens hjul olåsta.

De längsta skärmarna (12-15 sektioner) är utformade för att stå vinklade som ett L runt sängen.

Art. nr.	Vikt	Art. nr.	Vikt	Art. nr.	Vikt	Antal hjul
6105	8 kg	6205	9,5 kg	6305	11,5 kg	1
6106	10,5 kg	6206	12 kg	6306	13,5 kg	2
6107	12 kg	6207	14 kg	6307	16 kg	2
6108	13,5 kg	6208	16 kg	6308	18 kg	2
6109	15,5 kg	6209	18 kg	6309	20,5 kg	3
6110	17 kg	6210	19,5 kg	6310	22,5 kg	3
6111	18,5 kg	6211	21,5 kg	6311	24,5 kg	3
6112	20 kg	6212	24 kg	6312	27 kg	4
6113	22 kg	6213	25,5 kg	6313	29 kg	4
6114	24 kg	6214	27,5 kg	6314	31,5 kg	4
6115	25,5 kg	6215	29,5 kg	6315	33,5 kg	5



# Montering av skärm på vagn för två skärmar

Skärmarna är konstruerade för att användas **inomhus** på jämna, horisontella golv. Montering och användning på icke horisontella golv kan äventyra säkerheten och göra garantin ogiltig.

**Art. nr.**

**6105 - 6115**


**6205 - 6215**

**6305 - 6315**

**6501, 6503,**

**6521**


1.




1. Ställ ryggdelen på hjuldelen. Trä brickorna över skruvarna och **drag åt dem ordentligt**.

Så här justeras snörets längd så att det passar för det antal sektioner som skärmen har.


**A)** Mata in snöret så att det kommer ut som en ögla nedåt.



**B)** Justera längden på snöret genom att antingen trycka in snöret uppåt för att förkorta det eller dra ut snöret nedåt för att förlänga det.




**C)** Drag ut snöret så att ögla försvinner och mät längden enligt tabell nedan.




Är längden fel görs proceduren A) till C) om tills längden blir rätt.

Antal sektioner	Snörets längd
5	41 cm/16"
7	48 cm/19"
9	54 cm/21"
11	60 cm/24"
13	65 cm/26"
15	72 cm/29"



2. Tryck in hjulen i skärmen. Se till att hjul sätts in i alla hjulhål.

**Om det saknas hjul kan skärmen bli instabil och välta.**



3. Sätt fast skärmen på vagnen genom att föra in skärmens nedre sprint i vagnens nedre hål. Tryck ned torx-skruven på sidan så att du får in den övre sprinten i vagnens övre hål.

Om det finns behov av detta kan torx-skruven (T20) dras åt för att förhindra att någon lossar skärmen oavsiktligt. Se till att skruven är i sin **övre position** även efter att du har dragit åt den.

Innan skärmenheten förflyttas, se till att alla hjul är olåsta.

Innan skärmen dras ut, se till att vagnens hjul är låsta och skärmens hjul olåsta.

De längsta skärmarna (12-15 sektioner) är utformade för att stå vinklade som ett L runt sängen.


Art. nr.	Vikt	Art. nr.	Vikt	Art. nr.	Vikt	Antal hjul
6105	8 kg	6205	9,5 kg	6305	11,5 kg	1
6106	10,5 kg	6206	12 kg	6306	13,5 kg	2
6107	12 kg	6207	14 kg	6307	16 kg	2
6108	13,5 kg	6208	16 kg	6308	18 kg	2
6109	15,5 kg	6209	18 kg	6309	20,5 kg	3
6110	17 kg	6210	19,5 kg	6310	22,5 kg	3
6111	18,5 kg	6211	21,5 kg	6311	24,5 kg	3
6112	20 kg	6212	24 kg	6312	27 kg	4
6113	22 kg	6213	25,5 kg	6313	29 kg	4
6114	24 kg	6214	27,5 kg	6314	31,5 kg	4
6115	25,5 kg	6215	29,5 kg	6315	33,5 kg	5

## Montering av mobil gavelskärm


Skärmarna är konstruerade för att användas **inomhus** på jämna, horisontella golv. Montering och användning på icke horisontella golv kan äventyra säkerheten och göra garantin ogiltig.

**Art. nr.**  
**6522, 6523**  
**6532, 6533**

1.




1. Ställ ryggdelen på hjuldelen så att **konturen på hjuldelen stämmer överens med stolparnas kontur**. Trä brickorna över skruvarna och **drag åt dem ordentligt**.




2. Tryck in hjulen i skärmen. Se till att hjul sätts in i alla hjulhål.

**Om det saknas hjul kan skärmen bli instabil och välta.**



3.a) Sätt fast den yttre vingen vid den inre vingen genom att föra in den nedre sprinten i det nedre hålet på den inre vingen.

b) Tryck ned den övre sprinten med fingret och för in den så att den fjädrar upp i det övre hålet.



4. Snöret kan användas för att hålla de vikbara delarna mot ryggen när skärmen förflyttas.

Innan skärmenheten förflyttas, se till att alla hjul är olåsta.

## Standardmontering av duschskärm

Det är montörens ansvar att säkerställa att skruvförbanden är lämpliga för väggen, att väggen är i god kondition och att väggen och skruvförbanden håller för skärmsystemets vikt och andra krafter som kan förekomma under normal användning.

Skärmarna är konstruerade för att användas inomhus på jämna, horisontella golv. Montering och användning på icke horisontella golv kan äventyra säkerheten och göra garantin ogiltig.

Art. nr.

6183 - 6185

6283 - 6285

6383 - 6385

6539-SH

6544-SH


6540-SH

1.

Skärmens höjd	Avstånd till golvet
1,7 m	270 mm
1,5 m	270 mm
1,3 m	170 mm


1. Markera och borra för den nedre fastsättnings-skraven. Avståndet från golvet är 170 mm för en 1,3 m hög skärm och 270 mm för en 1,5 m eller 1,7 m hög skärm.

**Observera! Alla hål som borrar i väggar eller golv i våtutrymmen måste förseglas mot vatteninträngning på ett fackmannamässigt sätt.**




2.

6539-SH  
6544-SH  
6540-SH




3.




2. Fäst väggfästets nedre ände i väggen. Väggfästets övre ände är markerad med en pil och ordet UP.

3. Se till att väggfästet är lodrätt. Markera och borra för väggfästets övre ände och skruva fast det vid väggen.

4. Tryck in hjulen i skärmen. Se till att hjul sätts in i alla hjulhål.




5. Sätt fast skärmen genom att föra in den inre skärmens nedre sprint i väggfästets nedre hål. Tryck ned torx-skruven på sidan så att du får in den övre sprinten i väggfästets övre hål.



Om det finns behov av detta kan torx-skruven (T20) dras åt för att förhindra att någon lossar skärmen oavsiktligt. Se till att skruven är i sin **övre position** även efter att du har dragit åt den.


6. Sätt fast den yttre skärmen på den inre skärmen på samma sätt som den inre skärmen sattes fast på väggfästet.




Art. nr.	Vikt	Antal hjul
6183	5 kg	1
6184	5,5 kg	1
6185	7 kg	1
6283	5,5 kg	1
6284	6,5 kg	1
6285	8 kg	1
6383	6 kg	1
6384	7,5 kg	1
6385	9 kg	1

# PPE Holder 1, Mobil gavelskärm


1.





2.




3.



4.




5.





**One Size - Art. Nr. 6580**

**Silentia PPE Accessory Clamp - Art. Nr. 6590**




MAX 2 PPE Holder  
MAX 4 kg / screen  
MAX 9 lbs / screen

# PPE Holder 1, Vagn för en skärm



**One Size - 1,45 m - Art. Nr. 6580**



**Silentia PPE Accessory Clamp - Art. Nr. 6590**




MAX 1 PPE Holder  
 MAX 4 kg / screen  
 MAX 9 lbs / screen



# PPE Holder 2, Vikskärm




MAX 1 PPE Holder  
MAX 1 kg / screen  
MAX 2 lbs / screen




Silentia PPE Accessory Clamp - Art. Nr. 6590

# PPE Holder 3, Semifix skärm



MAX 6 kg / screen  
MAX 13 lbs / screen




1,45 m - Art. Nr. 6581

1,65 m - Art. Nr. 6582

1,85 m - Art. Nr. 6583

Silentia PPE Accessory Clamp - Art. Nr. 6590


# PPE Holder 3, Fast skärm



MAX 6 kg / screen  
MAX 13 lbs / screen

- 1,45 m - Art. Nr. 6581
- 1,65 m - Art. Nr. 6582
- 1,85 m - Art. Nr. 6583

Silentia PPE Accessory Clamp - Art. Nr. 6590





### **Australien**

Medeleq Pty Ltd, 23/9-15 Sinclair St,  
Arundel Qld 4214, Australien  
Tel. +61 07 5529 0753, Fax. +61 07 5537 3831  
michael@medeleq.com.au

### **Belgien**

Silentia Belux, Vissersstraat, 24,  
BE-8420 De Haan, Belgien  
Tel. +32 59251642, Fax. +32 59279670  
info@silentia.be

### **Danmark**

Silentia ApS, Århusgade 88, 3,  
DK-2100 København Ø, Danmark  
Tel. +45 3990 8585  
info@silentia.dk

### **Estland**

InstruMed OÜ, Emajõe 1a, EE-51008 Tartu, Estland  
Tel. +372 509 2406, Fax. +372 739 0681  
info@instrumed.ee

### **Finland**

Silentia OY, Taivalmäki 9, FI-02200 Espoo, Finland  
Tel. +358 (0)9 31532410  
info@silentia.fi

### **Frankrike**

SYSTEM MED, Parc Urbain Est,  
105, rue Alexandre Dumas,  
FR-69120 Vaulx en Velin, Frankrike  
Tel. +33 (0)4 78897143 Fax. +33 (0)4 78896540  
info@system-med.fr

### **Franska antillerna**

MedicoPack, 7 Lot Dugazon de Bourgogne,  
ZAC Petit-Pérou, 97139 Les Abymes, Guadeloupe  
Tel. 05-90-88-71-97, Fax. 05-90-88-71-96  
medico-pack@orange.fr

### **Grekland**

Meditime, Ioustanianou 8,  
EL-54631 Thessaloniki, Grekland  
Tel. +302310263300, Fax. +302310263329  
nikos@meditime.net

### **Hong Kong**

Viking Group (H.K.) Ltd, Unit 1202, 12/F, Kwon Kin Trade  
Centre, No. 5, Kin Fat Street, Tuen Mun, N.T., Hong Kong  
SAR of China  
Tel. +85223956339, Fax. +85224417068  
vghk@netvigator.com

### **Indien**

SNG-Sun Narula Group, NG Tower A-219, Road  
No 6, Mahipalpur NH8, New Dehli-110 037, Indien  
Tel. +91 11 26787685, Fax. +91 11 26787694  
pankaj.narula@sngindia.org

### **Iran**

Mehr Pooyan Behdasht co. Ltd, 2nd Floor, No. 96,  
Saremi Ave., Southern Aban St. (Azodi St.)  
Karim Khane Zand Ave., Tehran-Iran  
Tel. +9821 88925411-12, Fax. +9821 88925413  
info@mpb-med.com

### **Irland**

Lisclare Ltd, Unit 4-5 Montgomery Business Park, 38  
Montgomery Road, Belfast BT6 9HL,  
Northern Ireland  
Tel. +442890794000, Fax. +442890794577  
info@lisclare.com

### **Island**

Icepharma, Lynghálsi 13, IS-110 Reykjavík, Island  
Tel. +354 5408000, Fax. +354 5408001  
laeknoghjukvorur@icepharma.is

### **Israel**

Amos Gazit Ltd, Magshimim St. 21,  
4925468 Petach-Tikva, Israel  
Tel. +972 (0)3 9250000  
info@gazit.co.il

### **Italien**

Ladurner Hospitalia GmbH, Via Max-Valier-Str. 3/A, IT-  
39012 Meran (BZ), Italien  
Tel. +39 (0)473 272727, Fax. +39 (0)473 272728  
info@silentia.it

### **Japan**

Moraine Corp., Unison Mall 3rdF, 5-1-1, Higashinakano,  
Nakano-ku, Tokyo 164-0003, Japan  
Tel. +81 3 5338 3911, Fax. +81 3 5338 3912  
info@moraine.co.jp

### **Kanada**

Cornerstone Medical Inc, #10 - 889 Barton St., Stoney  
Creek, ON L8E 5V1, Kanada  
Tel. 001 (905) 945-2522, Fax. 001 (905) 945-5611  
dthibault@cornerstone-medical.com



### **Kroatien**

Panontrade, Rakitska cesta 43, Rakitje,  
HR-10437 Bestovje, Kroatien  
Tel. +385 (01) 3325968, Fax. +385 (01) 3325972  
panon-trade@zg.t-com.hr

### **Kuwait**

Kmed Company W.L.L, P.O. Box 28480,  
13145 Safat, Kuwait  
Tel. +9652427253, Fax. +9652427227  
info@kmedcompany.com

### **Litauen**

UAB "Teida",  
Karaliaus Mindaugo pr. 16/Druskininkų g.1,  
LT-44288 Kaunas, Litauen  
Tel. +370 (37) 323576, Fax. +370 (37) 209358  
info@teida.lt

### **Luxemburg**

Silentia Belux, Lammersakker, 22,  
BE-8700 Tielt, Belgien  
Tel. +32 51484334, Fax. +32 51582552  
info@silentia.be

### **Malta**

Sidroc Services, 74 Sliema Road, Gzira,  
GZR 1634, Malta  
Tel. +356 21315789, Fax. +356 21322770  
info@sidroc.com

### **Niederländerna**

Silentia Nederland B.V., Nijverheidsweg 8,  
NL-5071 NK Udenhout, Niederländerna  
Tel. +31(0)135119302, Fax. +31(0)135112324  
info@silentia-schermen.nl

### **Norge**

Silentia Norge AS, Elisabeth von Hübschs gate 6,  
NO-1534 Moss, Norge  
Tel. +47 38 362060  
info@silentia.no

### **Polen**

Eres Medical, Plouszowice Kol 64 B,  
PL-21-008 Tomaszowice, Polen  
Tel. +48 (81) 502007018, Fax. +48 (81) 502007020  
info@eresmedical.com.pl

### **Portugal**

Hospitecnica, Lda., Rua Belo Horizonte, Porta B,  
PT-2640-027 Santo Isidoro, Portugal  
Tel. +351 261 963 212, Fax. +351 261 963 211  
hospitecnica@mail.telepac.pt

### **Schweiz**

Med-Innova SA / Med-Innova AG,  
Chemin des Quatre-Vents 7F,  
CH-1166 Perroy, Schweiz  
Tel. +41 26 323 20 30  
info@med-innova.ch

### **Singapore**

SYSTEMZ PTE LTD, No. 1 Bukit Batok Crescent,  
#09-07 WCEGA, Plaza, Singapore 658064, Singapore  
Tel.+65-64650387, Fax. +65-64650656  
info@systmz.sg

### **Slovenien**

Timo d.o.o. Ajdovščina, Vipavska cesta 4i,  
SI-5270 Ajdovščina, Slovenien  
Tel. +38653689330, Fax. +38653663805  
info@timo.si

### **Spanien**

Silentia Spain S.L., c / Benavent, 12. Bajos,  
ES-08028 Barcelona, Spanien  
Tel. +34 935190158  
info@silentia.com.es

### **Storbritannien**

Lisclare Ltd, Unit 11 Heron Business Park,  
Tanhouse Lane, WA9 0SW Widnes, Storbritannien  
Tel. +44(0)870 850 2384, Fax. +44(0)8708502386  
info@lisclare.com

### **Sverige**

Silentia AB, Box 108  
SE-311 22 Falkenberg, Sverige  
Tel. +46 (0)346 48580  
info@silentia.se

### **Tjeckien**

LABO-MS s.r.o., Petržilkova 2491/56,  
CZ-158 00 Praha 5 - Nové Butovice, Tjeckien  
Tel. +420 251624035, Fax. +420 251624039  
labo-ms@labo-ms.cz



### **Turkiet**

MedSistem, Tavukcuyolu Barbaros Cad. Hattat Sokak,  
No: 21 MedSistem Is Merkezi, Yukari Dudullu, 34775  
Ümraniye/Istanbul, Turkiet  
Tel. +902164155660, Fax. +902164153224  
info@medsistem.com.tr

### **Tyskland**

Silentia GmbH, Postfach 550182,  
DE-22561 Hamburg, Tyskland  
Tel. +49(0)40 3905502, Fax. +49(0)40 3903768  
info@silentia.de

### **Ungern**

Medifair Trading, Szabadkai u. 12,  
HU-1223 Budapest, Ungern  
Tel. +3613626246, Fax. +3613620285  
info@medifair.hu

### **USA**

Silentia Inc., 1004 W. 9<sup>th</sup> Ave., Suite 105,  
King of Prussia, PA 19406, USA  
Tel. +1 (267) 457-4477  
info@silentia.us

### **Österrike**

Czerny Handels GmbH, Hosnedlgasse 16,  
AT-1220 Wien, Österrike  
Tel. +43(1)2716546-0  
silentia@czerny-a.at





### **Formulär för regelbunden 6-månaderskontroll**

På nästa sida finns ett formulär som kan kopieras (förstora gärna till A4) och användas vid översyn av skärmarna. Varje blad kan användas antingen för en skärm, eller för flera skärmar i samma rum eller på samma avdelning.



Referens (Avdelning/Rum/Artikel/Serienr.)	Sjukhus/Klinik/Vårdhem	Datum
---	------------------------	-------

## Silentiaskärmen regelbunden 6-månaderskontroll/-service

1. Kontrollera infästning till vägg/golv/vagn	2. Kontrollera skärm/skärmar
(För referens, se manual eller <a href="http://www.silentia.eu">www.silentia.eu</a> ) Alla infästningar, distanser och klovar är OK <input type="checkbox"/>	Skärmarna ser ut och fungerar som de ska <input type="checkbox"/>
Väggfäste/distans/IVA-skena/golvstolpe sitter ej fast ordentligt i väggen/golv <input type="checkbox"/>	Skada på paneler <input type="checkbox"/>
Skärmen sitter ej fast ordentligt i väggfäste/golvstolpe/vagn (EasyClick™-systemet, se nedan) <input type="checkbox"/>	Skada på hjul <input type="checkbox"/>
Fel/skada på väggfäste/golvstolpe <input type="checkbox"/>	Skada på handtag <input type="checkbox"/>
Fel/skada på distans för väggfäste eller klove för IVA-skena <input type="checkbox"/>	Skada på lister <input type="checkbox"/>
Fel/skada på vagn <input type="checkbox"/>	Andra fel/skador <input type="checkbox"/>
Andra fel/skador <input type="checkbox"/>	
Specificera (t.ex. artikel/serienr., plats; fel/skada) <div style="border: 1px solid black; height: 150px; margin-top: 5px;"></div>	Specificera (t.ex. artikel/detalj, position räknat från handtaget; fel/skada) <div style="border: 1px solid black; height: 150px; margin-top: 5px;"></div>
	EasyClick™-systemet <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;">     </div>

Kunduppgifter	Arbetet utfört av
Signatur	Signatur
Datum	Datum



THE FUTURE IN PRIVACY & HYGIENE SOLUTIONS

Silentia AB, Box 108, SE-311 22 Falkenberg, Sweden - Tel: +46 (0)346-48580  
info@silentia.se - www.silentia.eu

