



# Silentia skærmsystem

## Brugsanvisning

Anvisninger på montage, anvendelse, rengøring og vedligeholdelse

# Velkommen

**til Brugsanvisningen til Silentias produkter. Kontakt din lokale forhandler, hvis du har nogle spørgsmål.**

Hvis du har brug for yderligere vejledning i, hvordan produkterne skal monteres, anvendes eller vedligeholdes, bedes du kontakte den lokale forhandler i dit nærområde. Information om forhandlere finder du sidst i denne brochure og på <http://www.silentia.eu>

## Generelt

Læs disse sikkerhedsanvisninger omhyggeligt, før du monterer eller anvender nogle af Silentias produkter. Følg altid anvisningerne ved montage, anvendelse og vedligeholdelse. Montage, anvendelse, service og lignende arbejder skal udføres af kvalificeret personale i overensstemmelse med lokale regler og forskrifter.

Af hensyn til personer og ejendes sikkerhed må der kun anvendes reservedele, som er fremstillet eller godkendt af Silentia AB. Anvendelse af andre typer reservedele medfører, at garantien bortfalder.

Før montage skal det sikres, at samtlige produkter/dele forefindes, er komplette og uden fejl.

Emballagemateriale skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler og forskrifter.

Hvis du har brug for yderligere vejledning i, hvordan produkterne skal monteres, anvendes eller vedligeholdes, bedes du kontakte den lokale forhandler i dit nær område. Information om forhandlere finder du sidst i denne brochure og på <http://www.silentia.eu>

Produktets levetid: 10 år



**Advarsel – Advarsel angiver en risiko, som kan føre til dødsfald, alvorlig personskade og/eller skade på ejendele.**

### **Anvendelse, rengøring og vedligeholdelse 4**

- Montage 4
- Anvendelse, generelt 4
- Med klemme på kulisseskinne 4
- Mobile skærme 4
- Skift af installationssted 5
- Regelmæssigt eftersyn 5
- Rengøring og desinficering 5

### **Montage 6**

- Standardmontage med vægbeslag 6
- Standardmontage med vægbeslag og skærmforlængelse 8
- Montage med 20 mm afstandsstykker 10
- Montage med 100 eller 200 mm afstandsstykker 12
- Montage med justerbare afstandsstykker 14
- Montage med klemmer og vægbeslag på kulisseskinne 16
- Montage med klemmer og bagudstøtte på kulisseskinne 18
- Montage med klemmer og vægbeslag med gulvstøtte på kulisseskinne 20
- Montage af fast skærm med vægbeslag og gulvstolpe 22
- Montage af fast skærm med to gulvstolper 24
- Montage af foldeskærm sammen med fast skærm 25
- Montage af foldeskærm på gulvstolpe 26
- Montage af skærm på vogn til én skærm 28
- Montage af skærm på vogn til to skærme 30
- Montage af mobil gavlskærm 32
- Montage af bruseskærm 34

### **Lokale forhandlere 36**

### **Blanket for regelmæssig kontrol 39**

# Anvendelse, rengøring og vedligeholdelse

## Montage

Følg montagevejledningen for hver enkelt montagemåde for at sikre, at skærmen monteres korrekt og sikkert.


**Det er montørens ansvar at sikre, at skruesamlingerne er velegnede til henholdsvis væggen og gulvet, at væggen og gulvet er i god stand, og at væggen, gulvet og skruesamlingerne kan holde til skærmsystemets vægt og andre belastninger, som kan forekomme under normal anvendelse.**

Skærmene er konstrueret til brug **inden døre** på plane, vandrette gulve. Montage og anvendelse på ikke-vandrette gulve kan sætte sikkerheden over styr og medføre bortfald af garantien.

## Anvendelse, generelt

Læn dig ikke op ad skærmen, hæng ikke noget over den og brug den heller ikke som støtte for andre instrumenter. Skærmen er konstrueret til indsynsbeskyttelse og kan tage skade, hvis den anvendes til andre formål.

Når foldeskærmen er trukket ud til den ønskede længde, låses det yderste hjul, mens resten af hjulene efterlades ulåste. (Lås også hjulet i hjørnet, hvis skærmen skal danne et hjørne.) De længste skærme (12–15 sektioner) er beregnet til brug i L-form omkring sengen.




1-11 sektioner. 12-15 sektioner.

Før skærmen flyttes eller trækkes ud, skal det sikres, at alle hjul er ulåste.




**Bemærk: Skærmene må ikke anvendes i MR-rum.**




**!** Før du hæver en seng i nærheden af skærmen, skal du kontrollere, at ingen dele af sengen befinder sig under skærmen.

Løftekraften fra sengen kan beskadige skærmen, dens tilbehør og/eller beslagene. Konsekvensen kan blive, at skærmen falder ned og skader patienter eller personale.




## Med klemme på kulisseskinne

Skærme, som er monteret på kulisseskinne, kan sideforskydes langs kulisseskinnen, hvis skruberne, som holder klemmerne på plads, løsnes noget. Når skærmen står det nye sted, tilspændes skruberne igen, så skærmen sidder godt fast.



## Mobile skærme

Før en vognmonteret skærm trækkes ud, skal det sikres, at **vognens hjul er låste**, og skærmens hjul ulåste.



Mobile skærme skal altid flyttes forsigtigt. Hvis de håndteres for voldsomt, kan de vælte og falde ned over personer. Særlig forsigtighed kræves, hvis man flytter skærmen over dørtrin eller andre niveauforskelle i gulvet.

Stå ikke på hjulsættene, læn dig ikke mod skærmen og brug dem heller ikke som støtte. Hvis man gør det, kan den mobile skærm rulle væk eller vælte, hvilket kan forårsage, at man falder.

1. Lås hjulene op.
2. Træk skærmen ud.
3. Lås det yderste hjul.

## Skift af installationssted

Med foldeskærmen kan der let skiftes mellem forskellige montagevarianter, takket være EasyClick™-systemet, hvis man følger disse anvisninger. Fold skærmen sammen. Torx-skruen (T20), som fastholder den fjederbelastede split i skærmens overkant, løsnes, hvis den er tilspændt. Skærmen tages ned fra vægbeslaget, gulvstolpen eller vognen, ved at man trykker skruen ned, så den øvre split sænkes, og skærmen kommer fri. Vær forsigtig ved nedtagning af skærmen. Den kan rulle væk fra dig og falde, når den ikke længere sidder fast. Flyt skærmen til dens nye placering, og monter den som angivet i montagevejledningen.

## Regelmæssigt eftersyn

Skærmene bør jævnligt (mindst hver 6. måned) tjekkes for følgende:

- Vægbeslag (og eventuelle afstandsstykker) er solidt forankret i væggen
- Alle møtrikker og skruer er tilspændt
- Den fjederbelastede split i skærmens overkant er ordentligt sikret i vægbeslaget, vognen eller gulvbeslaget
- Alle hjul er i god stand
- Skærmens (og deres tilbehørs) funktion og udseende er uden skader

Der findes en blanket længere fremme i denne manual, som kan anvendes til dokumentation.

## Rengøring og desinficering

Hver uge eller ved behov: Rengør skærmene med varmt vand og ethanol eller et andet almindeligt overfladerengøringsmiddel eller desinficeringsmiddel.

**Brug ikke store mængder vand**, en godt fugtet klud med rengøringsmiddel er tilstrækkeligt. Brug aldrig rengøringsmidler med slibemidler.

Hjulene kan let tages af, hvis man følger disse anvisninger, og rengøres i opvaskemaskine. Fold skærmen sammen. Torx-skruen (T20), som fastholder den fjederbelastede split i skærmens overkant, løsnes, hvis den er tilspændt. Skærmen tages ned fra vægbeslaget, gulvstolpen eller vognen, ved at man trykker skruen ned, så den øvre split sænkes, og skærmen kommer fri. Hvis skærmen er monteret med klemmer, kan man løsne klemmerne for at frigøre vægbeslaget sammen med skærmen i stedet for at løsne skærmen fra vægbeslaget. Vær forsigtig ved nedtagning af skærmen. Den kan rulle væk fra dig og falde, når den ikke længere sidder fast. Læg skærmen et egnet sted og træk hjulene ud. Rengør hjulene. Ved behov dryppes lidt olie på hjulakslen, før hjulet sættes tilbage i skærmen. Monter skærmen igen som angivet i montagevejledningen.

**Bemærk: Skærmen kan ikke tåle at blive kørt gennem sengevask eller lignende, eftersom det ødelægger panelerne.**

## Standardmontage med vægbeslag

Det er montørens ansvar at sikre, at skruesamlingerne er velegnede til væggen, at væggen er i god stand, samt at væggen og skruesamlingerne kan holde til skærmsystemets vægt og andre belastninger, som kan forekomme under normal anvendelse.

Skærmene er konstrueret til brug **inden døre** på plane, vandrette gulve. Montage og anvendelse på ikke-vandrette gulve kan sætte sikkerheden over styr og medføre bortfald af garantien.

Art. nr.

6105 - 6115

6205 - 6215

6305 - 6315

6539, 6544,

6540


1.

1. Afmærk og bor hul til den nedre montageskrue.

Afstanden fra gulvet er 310 mm for en 1,45 m høj

skærm, og 410 mm for en 1,65 eller 1,85 m høj skærm.

Skærmens højde	Afstand til gulvet
1,85 m	410 mm
1,65 m	410 mm
1,45 m	310 mm




2.

6539  
6544  
6540



3.




2. Fastgør vægbeslagets nedre ende i væggen.

Vægbeslagets øvre ende er markeret med en pil og ordet UP.


3. Sørg for, at vægbeslaget er **lodret**. Afmærk og bor hul til vægbeslagets øvre ende og skru det fast i væggen.

4.



4. Tryk hjulene ind i skærmen. Sørg for, at der bliver sat hjul i samtlige hjulhuller.

5.



5. Fastgør skærmen ved at føre dens nedre split ind i vægbeslagets nedre hul. Tryk torx-skruen på siden ned, så du kan få den øvre split ind i vægbeslagets øvre hul. Hvis det skønnes nødvendigt, kan torx-skruen (T20) tilspændes for at forhindre, at nogen utilsigtet løsner skærmen. Sørg for, at skruen er i sin **øvre position**, også efter at du har tilspændt den.

De længste skærme (12–15 sektioner) er beregnet til brug i L-form omkring sengen.

Art. nr.	Vægt	Art. nr.	Vægt	Art. nr.	Vægt	Antal hjul
6105	8 kg	6205	9,5 kg	6305	11,5 kg	1
6106	10,5 kg	6206	12 kg	6306	13,5 kg	2
6107	12 kg	6207	14 kg	6307	16 kg	2
6108	13,5 kg	6208	16 kg	6308	18 kg	2
6109	15,5 kg	6209	18 kg	6309	20,5 kg	3
6110	17 kg	6210	19,5 kg	6310	22,5 kg	3
6111	18,5 kg	6211	21,5 kg	6311	24,5 kg	3
6112	20 kg	6212	24 kg	6312	27 kg	4
6113	22 kg	6213	25,5 kg	6313	29 kg	4
6114	24 kg	6214	27,5 kg	6314	31,5 kg	4
6115	25,5 kg	6215	29,5 kg	6315	33,5 kg	5

## Standardmontage med vægbeslag og skærmforlængelse

Det er montørens ansvar at sikre, at skruesamlingerne er velegnede til væggen, at væggen er i god stand, samt at væggen og skruesamlingerne kan holde til skærmsystemets vægt og andre belastninger, som kan forekomme under normal anvendelse.

Skærmene er konstrueret til brug **inden døre** på plane, vandrette gulve. Montage og anvendelse på ikke-vandrette gulve kan sætte sikkerheden over styr og medføre bortfald af garantien.

Art. nr.

6162 - 6165

6262 - 6265

6362 - 6365

6105 - 6115

6205 - 6215


6305 - 6315

6539, 6544,

6540


1. 1. Afmærk og bor hul til den nedre montageskrue. Afstanden fra gulvet er 310 mm for en 1,45 m høj skærm, og 410 mm for en 1,65 eller 1,85 m høj skærm.

Skærmens højde	Afstand til gulvet
1,85 m	410 mm
1,65 m	410 mm
1,45 m	310 mm




2. 2. Fastgør vægbeslagets nedre ende i væggen. Vægbeslagets øvre ende er markeret med en pil og ordet UP.
3. 3. Sørg for, at vægbeslaget er **lodret**. Afmærk og bor hul til vægbeslagets øvre ende og skru det fast i væggen.

6539  
6544  
6540




4.



4. Tryk hjulene ind i skærmen. Sørg for, at der bliver sat hjul i samtlige hjulhuller.

5.




5. Fastgør skærmen ved at føre dens nedre split ind i vægbeslagets nedre hul. Tryk torx-skruen på siden ned, så du kan få den øvre split ind i vægbeslagets øvre hul.

Hvis det skønnes nødvendigt, kan torx-skruen (T20) tilspændes for at forhindre, at nogen utilsigtet løsner skærmen. Sørg for, at skruen er i sin **øvre position**, også efter at du har tilspændt den.

6. Sæt foldeskærmen fast på skærmforlængelsen på samme måde, som skærmforlængelsen blev sat fast på vægbeslaget.

6.



De længste skærme (12–15 sektioner) er beregnet til brug i L-form omkring sengen.

Art. nr.	Vægt	Antal hjul
6162	3,5 kg	1
6163	5 kg	1
6164	6 kg	1
6165	7,5 kg	1
6262	3,5 kg	1
6263	5,5 kg	1
6264	7 kg	1
6265	8 kg	1
6362	4 kg	1
6363	6 kg	1
6364	7,5 kg	1
6365	9 kg	1

## Montage med 20 mm afstandsstykker

Det er montørens ansvar at sikre, at skruesamlingerne er velegnede til væggen, at væggen er i god stand, samt at væggen og skruesamlingerne kan holde til skærmsystemets vægt og andre belastninger, som kan forekomme under normal anvendelse.

Skærmene er konstrueret til brug **inden døre** på plane, vandrette gulve. Montage og anvendelse på ikke-vandrette gulve kan sætte sikkerheden over styr og medføre bortfald af garantien.

Art. nr.

6506

6105 - 6115

6205 - 6215

6305 - 6315

6539, 6544,

6540


1.

1. Afmærk og bor hul til den nedre montageskrue.

Afstanden fra gulvet er 310 mm for en 1,45 m høj

skærm, og 410 mm for en 1,65 eller 1,85 m høj skærm.


Skærmens højde	Afstand til gulvet
1,85 m	410 mm
1,65 m	410 mm
1,45 m	310 mm




2.

6539  
6544  
6540

6506




3.




2. Fastgør vægbeslagets nedre ende i væggen med afstandsstykket mellem væggen og vægbeslaget.

Vægbeslagets øvre ende er markeret med en pil og ordet UP.

3. Sørg for, at vægbeslaget er **lodret**. Afmærk og bor hul til vægbeslagets øvre ende og skru det fast i væggen.



4. Tryk hjulene ind i skærmen. Sørg for, at der bliver sat hjul i samtlige hjulhuller.



5. Fastgør skærmen ved at føre dens nedre split ind i vægbeslagets nedre hul. Tryk torx-skruen på siden ned, så du kan få den øvre split ind i vægbeslagets øvre hul.

Hvis det skønnes nødvendigt, kan torx-skruen (T20) tilspændes for at forhindre, at nogen utilsigtet løsner skærmen. Sørg for, at skruen er i sin **øvre position**, også efter at du har tilspændt den.

De længste skærme (12–15 sektioner) er beregnet til brug i L-form omkring sengen.

Art. nr.	Vægt	Art. nr.	Vægt	Art. nr.	Vægt	Antal hjul
6105	8 kg	6205	9,5 kg	6305	11,5 kg	1
6106	10,5 kg	6206	12 kg	6306	13,5 kg	2
6107	12 kg	6207	14 kg	6307	16 kg	2
6108	13,5 kg	6208	16 kg	6308	18 kg	2
6109	15,5 kg	6209	18 kg	6309	20,5 kg	3
6110	17 kg	6210	19,5 kg	6310	22,5 kg	3
6111	18,5 kg	6211	21,5 kg	6311	24,5 kg	3
6112	20 kg	6212	24 kg	6312	27 kg	4
6113	22 kg	6213	25,5 kg	6313	29 kg	4
6114	24 kg	6214	27,5 kg	6314	31,5 kg	4
6115	25,5 kg	6215	29,5 kg	6315	33,5 kg	5

## Montering med 100 eller 200 mm distanser

Det er montørens ansvar at sikre, at skruesamlingerne er velegnede til væggen, at væggen er i god stand, samt at væggen og skruesamlingerne kan holde til skærmsystemets vægt og andre belastninger, som kan forekomme under normal anvendelse.

Skærmene er konstrueret til brug **inden døre** på plane, vandrette gulve. Montage og anvendelse på ikke-vandrette gulve kan sætte sikkerheden over styr og medføre bortfald af garantien.

Art. nr.

6507, 6508

6105 - 6115

6205 - 6215

6305 - 6315


6539, 6544,

6540

1.

1. Afmærk og bor hul til den nedre montageskrue. Afstanden fra gulvet er 310 mm for en 1,45 m høj skærm, og 410 mm for en 1,65 eller 1,85 m høj skærm.


Skærmens højde	Afstand til gulvet
1,85 m	410 mm
1,65 m	410 mm
1,45 m	310 mm




2.

6539  
6544  
6540

6507  
6508



3.




2. Fastgør det nedre afstandsstykke i væggen. Fastgør vægbeslagets nedre ende i afstandsstykket. Vægbeslagets øvre ende er markeret med en pil og ordet UP.

For at fungere som tiltænkt skal afstandsstykkerne placeres med det fremspringende stop mod højre, undtagen hvis det drejer sig om en spejlvendt skærm, hvor stoppet skal vende mod venstre.


3. Fastgør det andet afstandsstykke ved vægbeslagets øvre ende. Sørg for, at vægbeslaget er **lodret**. Afmærk og bor hul til det øvre afstandsstykke og skru det fast i væggen.

4.



4. Tryk hjulene ind i skærmen. Sørg for, at der bliver sat hjul i samtlige hjulhuller.

5.



5. Fastgør skærmen ved at føre dens nedre split ind i vægbeslagets nedre hul. Tryk torx-skruen på siden ned, så du kan få den øvre split ind i vægbeslagets øvre hul. Hvis det skønnes nødvendigt, kan torx-skruen (T20) tilspændes for at forhindre, at nogen utilsigtet løsner skærmen. Sørg for, at skruen er i sin **øvre position**, også efter at du har tilspændt den.

De længste skærme (12–15 sektioner) er beregnet til brug i L-form omkring sengen.

Art. nr.	Vægt	Art. nr.	Vægt	Art. nr.	Vægt	Antal hjul
6105	8 kg	6205	9,5 kg	6305	11,5 kg	1
6106	10,5 kg	6206	12 kg	6306	13,5 kg	2
6107	12 kg	6207	14 kg	6307	16 kg	2
6108	13,5 kg	6208	16 kg	6308	18 kg	2
6109	15,5 kg	6209	18 kg	6309	20,5 kg	3
6110	17 kg	6210	19,5 kg	6310	22,5 kg	3
6111	18,5 kg	6211	21,5 kg	6311	24,5 kg	3
6112	20 kg	6212	24 kg	6312	27 kg	4
6113	22 kg	6213	25,5 kg	6313	29 kg	4
6114	24 kg	6214	27,5 kg	6314	31,5 kg	4
6115	25,5 kg	6215	29,5 kg	6315	33,5 kg	5

# Montage med justerbare afstandsstykker

Det er montørens ansvar at sikre, at skruesamlingerne er velegnede til væggen, at væggen er i god stand, samt at væggen og skruesamlingerne kan holde til skærmsystemets vægt og andre belastninger, som kan forekomme under normal anvendelse.

Skærmene er konstrueret til brug **inden døre** på plane, vandrette gulve. Montage og anvendelse på ikke-vandrette gulve kan sætte sikkerheden over styr og medføre bortfald af garantien.

Art. nr.

6509, 6510

6105 - 6115

6205 - 6215


6305 - 6315

6539, 6544,

6540

## 1.

Skærmens højde	Afstand til gulvet
1,85 m	410 mm
1,65 m	410 mm
1,45 m	310 mm




## 1. Afmærk og bor hul til den nedre montageskrue.

Afstanden fra gulvet er 310 mm for en 1,45 m høj skærm, og 410 mm for en 1,65 eller 1,85 m høj skærm.


## 2. To stk.

6539  
6544  
6540

6509  
6510



## Et stk.



## 2. Fastgør det nedre afstandsstykke i væggen.

Fastgør vægbeslagets nedre ende i afstandsstykket. Vægbeslagets øvre ende er markeret med en pil og ordet UP.


For at fungere som tiltænkt skal afstandsstykkerne placeres med det fremspringende stop mod højre, undtagen hvis det drejer sig om en spejlvendt skærm, hvor stoppet skal vende mod venstre.

## 3.

**3. To afstandsstykker:** Fastgør vægbeslagets øvre ende ved det andet afstandsstykke. Justér afstandsstykkerne til ønsket længde og lås dem i korrekt position ved at tilspænde unbracoskruen omhyggeligt. Sørg for, at vægbeslaget er **lodret i begge retninger** ved at justere afstandsstykkernes længde og det øvre afstandsstykkets montagepunkter. Afmærk og bor hul til det øvre afstandsstykke og skru det fast i væggen.


**Et afstandsstykke:** Sørg for, at vægbeslaget er **lodret i begge retninger** ved at justere afstandsstykkernes længde og montagepunkterne i hylden. Fastgør vægbeslagets øvre ende i hylden og tilspænd unbracoskruen under det justerbare afstandsstykke omhyggeligt for at låse det i korrekt position. Vægbeslaget kan enten fastgøres direkte i hylden (Alt. 1) eller via en konsol (Alt. 2) (konsol medfølger ikke). Det kan være nødvendigt at bore et nyt hul i vægbeslaget på højde med hylden.

4.



4. Tryk hjulene ind i skærmen. Sørg for, at der bliver sat hjul i samtlige hjulhuller.

5.



5. Fastgør skærmen ved at føre dens nedre split ind i vægbeslagets nedre hul. Tryk torx-skruen på siden ned, så du kan få den øvre split ind i vægbeslagets øvre hul.

Hvis det skønnes nødvendigt, kan torx-skruen (T20) tilspændes for at forhindre, at nogen utilsigtet løsner skærmen. Sørg for, at skruen er i sin **øvre position**, også efter at du har tilspændt den.

De længste skærme (12–15 sektioner) er beregnet til brug i L-form omkring sengen.

Art. nr.	Vægt	Art. nr.	Vægt	Art. nr.	Vægt	Antal hjul
6105	8 kg	6205	9,5 kg	6305	11,5 kg	1
6106	10,5 kg	6206	12 kg	6306	13,5 kg	2
6107	12 kg	6207	14 kg	6307	16 kg	2
6108	13,5 kg	6208	16 kg	6308	18 kg	2
6109	15,5 kg	6209	18 kg	6309	20,5 kg	3
6110	17 kg	6210	19,5 kg	6310	22,5 kg	3
6111	18,5 kg	6211	21,5 kg	6311	24,5 kg	3
6112	20 kg	6212	24 kg	6312	27 kg	4
6113	22 kg	6213	25,5 kg	6313	29 kg	4
6114	24 kg	6214	27,5 kg	6314	31,5 kg	4
6115	25,5 kg	6215	29,5 kg	6315	33,5 kg	5

## Montage med klemmer og vægbeslag på kulisseskinne

Det er montørens ansvar at sikre, at kulisseskinne er ordentligt monterede, at væggen er i god stand, samt at væggen og kulisseskinne kan holde til skærmsystemets vægt og andre belastninger, som kan forekomme under normal anvendelse.


Skærmene er konstrueret til brug inden døre på plane, vandrette gulve. Montage og anvendelse på ikke-vandrette gulve kan sætte sikkerheden over styr og medføre bortfald af garantien.

For optimal anvendelighed anbefales fastgørelse på to kulisseskinne. Hvis der kun anvendes én kulisseskinne, bør den sidde i højde med skærmens håndtag. I andre tilfælde er det en god idé at supplere med eksempelvis bagudstøtte (6519) eller justerbart afstandsstykke (6509, 6510).


**Art. nr.**  
**6502, 6535**  
**6524, 6516**  
**6105 - 6115**  
**6205 - 6215**  
**6305 - 6315**  
**6539, 6544,**  
**6540**

### 1.

Alt. A



Alt. B




1. Fastgør klemmen på den øvre kulisseskinne og støtteklemmen på den nedre skinne, så deres åbninger placeres lodret over hinanden. **Tilspænd skruen** under klemmerne omhyggeligt for at forhindre, at klemmerne glider ud langs skinne eller falder ned.

Alt. A: Kulisseskinne sidder i samme afstand fra væggen.


Alt. B: Kulisseskinne sidder i forskellig afstand fra væggen.

### 2.



2. Tryk hjulene ind i skærmen. Sørg for, at der bliver sat hjul i samtlige hjulhuller.


3.



3. Fastgør vægbeslaget på skærmen ved at indføre skærmens nedre split ind i vægbeslagets nedre hul. Tryk torx-skruen på siden ned, så du kan få den øvre split ind i vægbeslagets øvre hul.

Hvis det skønnes nødvendigt, kan torx-skruen (T20) tilspændes for at forhindre, at nogen utilsigtet løsner skærmen. Sørg for, at skruen er i sin **øvre position**, også efter at du har tilspændt den.

4.



4. Før vægbeslaget ind i klemmerne. Sørg for at det er **lodret i begge retninger**. For justerbare klemmer (Alt. B): Tilspænd unbracoskruerne under den justerbare klemme omhyggeligt for at låse den i korrekt position.

**Tilspænd klemmernes skruer** omhyggeligt, så vægbeslaget låses fast og forhindres i at glide vertikalt i klemmerne.

De længste skærme (12–15 sektioner) er beregnet til brug i L-form omkring sengen.

Art. nr.	Vægt	Art. nr.	Vægt	Art. nr.	Vægt	Antal hjul
6105	8 kg	6205	9,5 kg	6305	11,5 kg	1
6106	10,5 kg	6206	12 kg	6306	13,5 kg	2
6107	12 kg	6207	14 kg	6307	16 kg	2
6108	13,5 kg	6208	16 kg	6308	18 kg	2
6109	15,5 kg	6209	18 kg	6309	20,5 kg	3
6110	17 kg	6210	19,5 kg	6310	22,5 kg	3
6111	18,5 kg	6211	21,5 kg	6311	24,5 kg	3
6112	20 kg	6212	24 kg	6312	27 kg	4
6113	22 kg	6213	25,5 kg	6313	29 kg	4
6114	24 kg	6214	27,5 kg	6314	31,5 kg	4
6115	25,5 kg	6215	29,5 kg	6315	33,5 kg	5

## Montage med klemmer og bagudstøtte på kulisseskinne

Det er montørens ansvar at sikre, at kulisseskinne er ordentligt monterede, at væggen er i god stand, samt at væggen og kulisseskinne kan holde til skærmsystemets vægt og andre belastninger, som kan forekomme under normal anvendelse.

Skærmene er konstrueret til brug inden døre på plane, vandrette gulve. Montage og anvendelse på ikke-vandrette gulve kan sætte sikkerheden over styr og medføre bortfald af garantien.

For optimal anvendelighed anbefales fastgørelse på to kulisseskinne. Hvis der kun anvendes én kulisseskinne, bør den sidde i højde med skærmens håndtag. I andre tilfælde er det en god idé at supplere med eksempelvis bagudstøtte (6519) eller justerbart afstandsstykke (6509, 6510).

**Art. nr.**

**6502, 6535**

**6519**


**6105 - 6115**

**6205 - 6215**


**6305 - 6315**

**6539, 6544,**


**6540**



**1. Fastgør klemmen på kulisseskinne. Tilspænd skruen** under klemmen omhyggeligt for at forhindre, at klemmen glider ud langs kulisseskinne eller falder ned.




**2. Tryk hjulene ind i skærmen.** Sørg for, at der bliver sat hjul i samtlige hjulhuller.



3. Før vægbeslaget ind i bagudstøtten og tilspænd skruen omhyggeligt, så vægbeslaget låses fast og ikke kan glide vertikalt.

4. Fastgør vægbeslaget på skærmen ved at indføre skærmens nedre split ind i vægbeslagets nedre hul. Tryk torx-skruen på siden ned, så du kan få den øvre split ind i vægbeslagets øvre hul.

Hvis det skønnes nødvendigt, kan torx-skruen (T20) tilspændes for at forhindre, at nogen utilsigtet løsner skærmen. Sørg for, at skruen er i sin **øvre position**, også efter at du har tilspændt den.



5. Før vægbeslaget ind i klemmen. Sørg for at det er **lodret i begge retninger**.

Justér længden på bagudstøtten således, at støtten ligger an mod væggen, når vægbeslaget er lodret. Tilspænd unbracoskruen omhyggeligt for at låse den i korrekt position.

**Tilspænd klemmens skrue** omhyggeligt, så vægbeslaget låses fast og forhindres i at glide vertikalt i klemmen.

De længste skærme (12–15 sektioner) er beregnet til brug i L-form omkring sengen.

Art. nr.	Vægt	Art. nr.	Vægt	Art. nr.	Vægt	Antal hjul
6105	8 kg	6205	9,5 kg	6305	11,5 kg	1
6106	10,5 kg	6206	12 kg	6306	13,5 kg	2
6107	12 kg	6207	14 kg	6307	16 kg	2
6108	13,5 kg	6208	16 kg	6308	18 kg	2
6109	15,5 kg	6209	18 kg	6309	20,5 kg	3
6110	17 kg	6210	19,5 kg	6310	22,5 kg	3
6111	18,5 kg	6211	21,5 kg	6311	24,5 kg	3
6112	20 kg	6212	24 kg	6312	27 kg	4
6113	22 kg	6213	25,5 kg	6313	29 kg	4
6114	24 kg	6214	27,5 kg	6314	31,5 kg	4
6115	25,5 kg	6215	29,5 kg	6315	33,5 kg	5

## Montage med klemmer og vægbeslag med gulvstøtte

Det er montørens ansvar at sikre, at kulisseskinnerne er ordentligt monterede, at væggen er i god stand, samt at væggen og kulisseskinnerne kan holde til skærmsystemets vægt og andre belastninger, som kan forekomme under normal anvendelse.

Skærmene er konstrueret til brug **inden døre** på plane, vandrette gulve. Montage og anvendelse på ikke-vandrette gulve kan sætte sikkerheden over styr og medføre bortfald af garantien.

For optimal anvendelighed anbefales fastgørelse på to kulisseskinne. Hvis der kun anvendes én kulisseskinne, bør den sidde i højde med skærmens håndtag. I andre tilfælde er det en god idé at supplere med eksempelvis bagudstøtte (6519) eller justerbart afstandsstykke (6509, 6510).

**Art. nr.**

**6502, 6535**

**6524, 6516**


**6105 - 6115**

**6205 - 6215**

**6305 - 6315**

**6537, 6545,**

**6538**




**1.** Fastgør klemmen på den øvre kulisseskinne og støtteklemmen på den nedre skinne, så deres åbninger placeres lodret over hinanden. **Tilspænd skruen** under klemmerne omhyggeligt for at forhindre, at klemmerne glider ud langs skinnen eller falder ned.

Alt. A: Kulisseskinnerne sidder i samme afstand fra væggen.

Alt. B: Kulisseskinnerne sidder i forskellig afstand fra væggen.


Alt. C: Kun én kulisseskinne, standardklemme.

Alt. D: Kun én kulisseskinne, klemme med afstandsstykke.




**2.** Tryk hjulene ind i skærmen. Sørg for, at der bliver sat hjul i samtlige hjulhuller.

3.



3. Før vægbeslaget ind i klemmerne og lad vægbeslaget hvile på gulvet. Sørg for at det er **lodret i begge retninger**. For justerbare klemmer (Alt. B): Tilspænd unbracoskruerne under den justerbare klemme omhyggeligt for at låse den i korrekt position. **Tilspænd klemmernes skruer** omhyggeligt, så vægbeslaget låses fast og forhindres i at glide vertikalt i klemmerne.

4.



4. Fastgør skærmen ved at føre dens nedre split ind i vægbeslagets nedre hul. Tryk torx-skruen på siden ned, så du kan få den øvre split ind i vægbeslagets øvre hul. Hvis det skønnes nødvendigt, kan torx-skruen (T20) tilspændes for at forhindre, at nogen utilsigtet løsner skærmen. Sørg for, at skruen er i sin **øvre position**, også efter at du har tilspændt den.

De længste skærme (12–15 sektioner) er beregnet til brug i L-form omkring sengen.

Art. nr.	Vægt	Art. nr.	Vægt	Art. nr.	Vægt	Antal hjul
6105	8 kg	6205	9,5 kg	6305	11,5 kg	1
6106	10,5 kg	6206	12 kg	6306	13,5 kg	2
6107	12 kg	6207	14 kg	6307	16 kg	2
6108	13,5 kg	6208	16 kg	6308	18 kg	2
6109	15,5 kg	6209	18 kg	6309	20,5 kg	3
6110	17 kg	6210	19,5 kg	6310	22,5 kg	3
6111	18,5 kg	6211	21,5 kg	6311	24,5 kg	3
6112	20 kg	6212	24 kg	6312	27 kg	4
6113	22 kg	6213	25,5 kg	6313	29 kg	4
6114	24 kg	6214	27,5 kg	6314	31,5 kg	4
6115	25,5 kg	6215	29,5 kg	6315	33,5 kg	5



## Installation of Semifix Screen with Wall Mounting and Floor Pole

**The installation staff are responsible for ensuring that the fasteners are suitable for the wall and floor, that the wall and floor are in good condition, and that the wall, floor and fasteners can support the weight of the screen system and other forces that may occur during normal use.**



The screens are designed to be used **indoors** on smooth, level flooring. Installation and use on floors that are not horizontal may be unsafe and will void the warranty.

**Art. No.**

**6143, 6144, 6145  
6243, 6244, 6245  
6343, 6344, 6345**

**6539, 6544, 6540  
6561, 6562, 6563**

Screen height	Distance from floor
1.85 m	410 mm
1.65 m	410 mm
1.45 m	310 mm





6539  
6544  
6540

**1.** Mark and drill a hole for the lower fastening screw.  
Distance from floor: 310 mm for screen of 1.45 m height, 410 mm for screen of 1.65 m or 1.85 m height.

**2.** Fasten the lower end of the wall mounting to the wall. The upper end of the wall mounting is marked by an arrow and the word UP.

**3.** Make sure the wall mounting is vertical. Mark and drill a hole for the upper end of the wall mounting and fasten it to the wall.

**4.** Push the wheels into the screen. Make sure the wheels are inserted into all the wheel holes.





**5.** Attach the screen by inserting the bottom pin of the screen into the bottom hole of the wall mounting. Press the upper pin down using the torx screw on the side to get the pin into the upper hole.

If needed, the torx screw (T20) can be tightened to prevent anyone from detaching the screen accidentally. Make sure the screw is in the **top position** after tightening it.

**6.** The wheelbase can be rotated 90° for increased stability or extra floor space. The wheels automatically lock in two different positions, across or parallel with the screen. The wheel suspension compensates for uneven floors.

**7. EasyClick** makes it quick and easy to assemble and combine semifix screens. Connect up to three additional panels to build in four different directions with the EasyClick three-point connector or combine it with Silentia Folding screens.






6561  
6562  
6563

**1.** Put the floor pole in its intended position, lift the plastic cover of the floor pole and mark the drilling point on the floor. Move the pole aside and drill.

**2.** Move the floor pole back in place and check that it is **vertical** in all directions. Fasten the pole into place. Replace the plastic cover and fasten it with the screw included.

**3.** Push the wheels into the screen. Make sure the wheels are inserted into all the wheel holes.




**4.** Attach the screen by inserting the bottom pin of the screen into the bottom hole of the floor pole. Press the upper pin down using the torx screw on the side to get the pin into the upper hole.

If needed, the torx screw (T20) can be tightened to prevent anyone from detaching the screen accidentally. Make sure the screw is in the **top position** after tightening it.

**7. EasyClick** makes it quick and easy to assemble and combine semifix screens. Connect up to three additional panels to build in four different directions with the EasyClick three-point connector or combine it with Silentia Folding screens.

**6.** The wheelbase can be rotated 90° for increased stability or extra floor space. The wheels automatically lock in two different positions, across or parallel with the screen. The wheel suspension compensates for uneven floors.



## Montage af fast skærm med vægbeslag og gulvstolpe

Det er montørens ansvar at sikre, at skruesamlingerne er velegnede til henholdsvis væggen og gulvet, at væggen og gulvet er i god stand, og at væggen, gulvet og skruesamlingerne kan holde til skærmsystemets vægt og andre belastninger, som kan forekomme under normal anvendelse.

Skærmene er konstrueret til brug **inden døre** på plane, vandrette gulve. Montage og anvendelse på ikke-vandrette gulve kan sætte sikkerheden over styr og medføre bortfald af garantien.

Art. nr.

6150, 6155

6250, 6255

6350, 6355


6539, 6544,

6540

6561, 6562,


6563

1.




1. Sæt skærmen sammen med vægbeslaget og gulvstolpen ved at føre skærmens nedre split ind i det nedre hul på vægbeslaget og gulvstolpen. Tryk torx-skruerne på siden ned, så du kan få de øvre splitter ind i de øvre huller. Sørg for, at torx-skruerne er i deres **øvre position**. Vægbeslagets øvre ende er markeret med en pil og ordet UP.


2.



3.




2-3. Hold skærmen mod væggen, hvor den skal stå, og tjek at den står **vandret** og **lodret**.



**4.** Afmærk borepunkterne på væggen. Flyt skærmen væk og bor hul.

**5.** Frigør vægbeslaget fra skærmen og skru det fast i væggen. Montér det på skærmen igen (se anvisninger for billede 1).

Løft stolpens plastikappe op og afmærk borehuller på gulvet. Skyd skærmen til side og bor huller.



**6.** Skyd skærmen tilbage igen og skru stolpen fast.

**7.** Tryk stolpens plastikappe ned og fastgør den med den medfølgende skrue.

Art. nr.	Vægt
6150	6,2 kg
6155	11,4 kg
6250	7,3 kg
6255	13,4 kg
6350	8,3 kg
6355	15,3 kg
6561	3,3 kg
6562	3,6 kg
6563	3,8 kg

**For montage af foldeskærm sammen med fast skærm, se side 25.**

## Montage af fast skærm med to gulvstolper

Det er montørens ansvar at sikre, at skruesamlingerne er velegnede til gulvet, at gulvet er i god stand, samt at gulvet og skruesamlingerne kan holde til skærmsystemets vægt og andre belastninger, som kan forekomme under normal anvendelse.

Skærmene er konstrueret til brug **inden døre** på plane, vandrette gulve. Montage og anvendelse på ikke-vandrette gulve kan sætte sikkerheden over styr og medføre bortfald af garantien.

Art. nr.

6150, 6155


6250, 6255

6350, 6355

6561, 6562,

6563


1.



1. Sæt skærmen sammen med gulvstolperne ved at føre skærmens nedre split ind i gulvstolpens nedre hul og derefter trykke torx-skruen på siden ned, så du kan få den øvre split ind i det øvre hul. Sørg for, at torx-skruerne er i deres **øvre position**.


Hold skærmen der, hvor den skal stå, løft gulvstolpernes plastkapper op og afmærk borehuller på gulvet. Stil skærmen væk og bor hul.

2.



2. Sæt skærmen tilbage og tjek, at den står **vandret** og **lodret** på alle led. Skru gulvstolperne fast.

3.



3. Tryk stolpernes plastkapper ned og fastgør dem med de medfølgende skruer.

Art. nr.	Vægt
6150	6,2 kg
6155	11,4 kg
6250	7,3 kg
6255	13,4 kg
6350	8,3 kg
6355	15,3 kg
6561	3,3 kg
6562	3,6 kg
6563	3,8 kg

## Montage af foldeskærm sammen med fast skærm


### Godkendte positioner for montage

Flere skærme kan monteres på samme stolpe. Foldeskærme må kun monteres på følgende godkendte positioner:


1. På samme side af stolpen som en fast skærm. (Stolpe i variant C eller D): Foldeskærmen skal hvile mod den faste skærm, når den er foldet sammen. (Billede 1.a og 1.b)

2. På modsatte side af stolpen i forhold til den faste skærm. (Stolpe i variant B eller D): Foldeskærmen skal monteres i fæstepunkter midt på stolpen. (Billede 2.a og 2.b)


1.a








1.b



2.a



2.b


**A**

**B**

**C**

**D**


Fæstepunkt midt på stolpen

### Udførelse

Montér først de faste skærme (se side 22-25). Følg derefter anvisningerne i punkt 3 og 4 på næste opslag.

## Montage af foldeskærm på gulvstolpe

Det er montørens ansvar at sikre, at skruesamlingerne er velegnede til gulvet, at gulvet er i god stand, samt at gulvet og skruesamlingerne kan holde til skærmsystemets vægt og andre belastninger, som kan forekomme under normal anvendelse.

Skærmene er konstrueret til brug **inden døre** på plane, vandrette gulve. Montage og anvendelse på ikke-vandrette gulve kan sætte sikkerheden over styr og medføre bortfald af garantien.

Art. nr.

6105 - 6115


6205 - 6215

6305 - 6315

6561, 6562,


6563

1.




1. Anbring gulvstolpen det ønskede sted, løft stolpens plastkappe op og afmærk borehuller på gulvet. Flyt stolpen væk og bor hul.

Foldeskærmen skal placeres i fæstepunkter midt på stolpen, når den ikke monteres sammen med en fast skærm. Anvend stolpe i variant A eller B. For montage sammen med fast skærm, se side 25.



Art. nr.	Vægt	Art. nr.	Vægt	Art. nr.	Vægt	Antal hjul
6105	8 kg	6205	9,5 kg	6305	11,5 kg	1
6106	10,5 kg	6206	12 kg	6306	13,5 kg	2
6107	12 kg	6207	14 kg	6307	16 kg	2
6108	13,5 kg	6208	16 kg	6308	18 kg	2
6109	15,5 kg	6209	18 kg	6309	20,5 kg	3
6110	17 kg	6210	19,5 kg	6310	22,5 kg	3
6111	18,5 kg	6211	21,5 kg	6311	24,5 kg	3
6112	20 kg	6212	24 kg	6312	27 kg	4
6113	22 kg	6213	25,5 kg	6313	29 kg	4
6114	24 kg	6214	27,5 kg	6314	31,5 kg	4
6115	25,5 kg	6215	29,5 kg	6315	33,5 kg	5


2.



2. Sæt stolpen tilbage og tjek, at den står lodret på alle led. Skru stolpen fast.


Tryk stolpens plastikappe ned og fastgør den med den medfølgende skrue.

3.



3. Tryk hjulene ind i skærmen. Sørg for, at der bliver sat hjul i samtlige hjulhuller.

4.



4. Fastgør skærmen ved at føre dens nedre split ind i gulvstolpens nedre hul. Tryk torx-skruen på siden ned, så du kan få den øvre split ind i gulvstolpens øvre hul.


Hvis det skønnes nødvendigt, kan torx-skruen (T20) tilspændes for at forhindre, at nogen utilsigtet løsner skærmen. Sørg for, at skruen er i sin **øvre position**, også efter at du har tilspændt den.

De længste skærme (12–15 sektioner) er beregnet til brug i L-form omkring sengen.

# Montage af skærm på vogn til én skærm

Skærmene er konstrueret til brug **inden døre** på plane, vandrette gulve. Montage og anvendelse på ikke-vandrette gulve kan sætte sikkerheden over styr og medføre bortfald af garantien.


**Art. nr.**  
**6105 - 6115**  
**6205 - 6215**  
**6305 - 6315**  
**6514, 6518,**  
**6520**




1. Stil rygsektionen på hjulsektionen således, at **montagepunkterne til skærmen ligger på samme side som den buede (konkave) side af hjulsektionen**. Før skruerne gennem skiverne og **tilspænd dem omhyggeligt**.

Sådan justeres snorens længde, så den passer til det antal sektioner, som skærmen har.


**A)** Før snoren ind, så den kommer ud som et øje forned.



**B)** Juster længden på snoren, enten ved at trykke snoren ind opad for at forkorte den eller ved at trække snoren nedad for at forlænge den.




**C)** Træk snoren ud, så øjet forsvinder, og mål længden efter nedenstående tabel.




Er længden forkert, gentages proceduren A) til C), indtil længden bliver korrekt.

Antal sektioner	Snorens længde
5	41 cm/16"
7	48 cm/19"
9	54 cm/21"
11	60 cm/24"
13	65 cm/26"
15	72 cm/29"



2. Tryk hjulene ind i skærmen. Sørg for, at der bliver sat hjul i samtlige hjulhuller.

**Hvis der mangler hjul, kan skærmen blive ustabil og vælte.**



3. Fastgør skærmen på vognen ved at føre dens nedre split ind i vognens nedre hul. Tryk torx-skruen på siden ned, så du kan få den øvre split ind i vognens øvre hul.

Hvis det skønnes nødvendigt, kan torx-skruen (T20) tilspændes for at forhindre, at nogen utilsigtet løsner skærmen. Sørg for, at skruen er i sin **øvre position**, også efter at du har tilspændt den.

**På en korrekt monteret skærm er skærmens hjul placeret inde i hjulsektionens buede åbning, når skærmen er foldet sammen. Fejlagtig montage gør skærmen sværere at anvende og mindre stabil.**

Før skærmen flyttes, skal det sikres, at alle hjul er ulåste.

Før skærmen trækkes ud, skal det sikres, at vognens hjul er låste og skærmens hjul ulåste.

De længste skærme (12–15 sektioner) er beregnet til brug i L-form omkring sengen.

Art. nr.	Vægt	Art. nr.	Vægt	Art. nr.	Vægt	Antal hjul
6105	8 kg	6205	9,5 kg	6305	11,5 kg	1
6106	10,5 kg	6206	12 kg	6306	13,5 kg	2
6107	12 kg	6207	14 kg	6307	16 kg	2
6108	13,5 kg	6208	16 kg	6308	18 kg	2
6109	15,5 kg	6209	18 kg	6309	20,5 kg	3
6110	17 kg	6210	19,5 kg	6310	22,5 kg	3
6111	18,5 kg	6211	21,5 kg	6311	24,5 kg	3
6112	20 kg	6212	24 kg	6312	27 kg	4
6113	22 kg	6213	25,5 kg	6313	29 kg	4
6114	24 kg	6214	27,5 kg	6314	31,5 kg	4
6115	25,5 kg	6215	29,5 kg	6315	33,5 kg	5

# Montage af skærm på vogn til to skærme

Skærmene er konstrueret til brug **inden døre** på plane, vandrette gulve. Montage og anvendelse på ikke-vandrette gulve kan sætte sikkerheden over styr og medføre bortfald af garantien.

**Art. nr.**

**6105 - 6115**


**6205 - 6215**

**6305 - 6315**

**6501, 6503,**

**6521**


1.




1. Stil rygsektionen på hjulsektionen. Før skruerne gennem skiverne og **tilspænd dem omhyggeligt.**

Sådan justeres snorens længde, så den passer til det antal sektioner, som skærmen har.


**A)** Før snoren ind, så den kommer ud som et øje forned.



**B)** Juster længden på snoren, enten ved at trykke snoren ind opad for at forkorte den eller ved at trække snoren nedad for at forlænge den.




**C)** Træk snoren ud, så øjet forsvinder, og mål længden efter nedenstående tabel.



Er længden forkert, gentages proceduren A) til C), indtil længden bliver korrekt.

Antal sektioner	Snorens længde
5	41 cm/16"
7	48 cm/19"
9	54 cm/21"
11	60 cm/24"
13	65 cm/26"
15	72 cm/29"


2.



2. Tryk hjulene ind i skærmen. Sørg for, at der bliver sat hjul i samtlige hjulhuller.

**Hvis der mangler hjul, kan skærmen blive ustabil og vælte.**

3.



3. Fastgør skærmen på vognen ved at føre dens nedre split ind i vognens nedre hul. Tryk torx-skruen på siden ned, så du kan få den øvre split ind i vognens øvre hul.

Hvis det skønnes nødvendigt, kan torx-skruen (T20) tilspændes for at forhindre, at nogen utilsigtet løsner skærmen. Sørg for, at skruen er i sin **øvre position**, også efter at du har tilspændt den.

Før skærmen flyttes, skal det sikres, at alle hjul er ulåste.

Før skærmen trækkes ud, skal det sikres, at vognens hjul er låste og skærmens hjul ulåste.

De længste skærme (12–15 sektioner) er beregnet til brug i L-form omkring sengen.

Art. nr.	Vægt	Art. nr.	Vægt	Art. nr.	Vægt	Antal hjul
6105	8 kg	6205	9,5 kg	6305	11,5 kg	1
6106	10,5 kg	6206	12 kg	6306	13,5 kg	2
6107	12 kg	6207	14 kg	6307	16 kg	2
6108	13,5 kg	6208	16 kg	6308	18 kg	2
6109	15,5 kg	6209	18 kg	6309	20,5 kg	3
6110	17 kg	6210	19,5 kg	6310	22,5 kg	3
6111	18,5 kg	6211	21,5 kg	6311	24,5 kg	3
6112	20 kg	6212	24 kg	6312	27 kg	4
6113	22 kg	6213	25,5 kg	6313	29 kg	4
6114	24 kg	6214	27,5 kg	6314	31,5 kg	4
6115	25,5 kg	6215	29,5 kg	6315	33,5 kg	5

## Montage af mobil gavlskærm


Skærmene er konstrueret til brug **inden døre** på plane, vandrette gulve. Montage og anvendelse på ikke-vandrette gulve kan sætte sikkerheden over styr og medføre bortfald af garantien.


**Art. nr.**

**6522, 6523**

**6532, 6533**


1. Stil rygsektionen på hjulsektionen, således at **konturen på hjulsektionen er i overensstemmelse med stolpernes kontur**. Før skruerne gennem skiverne og **tilspænd dem omhyggeligt**.






2. Tryk hjulene ind i skærmen. Sørg for, at der bliver sat hjul i samtlige hjulhuller.

**Hvis der mangler hjul, kan skærmen blive ustabil og vælte.**



3.a) Fastgør den ydre vinge til den indre vinge ved at indsætte den nederste split i det nederste hul i den indre vinge.

b) Tryk ned den øvre split med fingeren, og indsæt den, så den springer op i det øvre hul.



4. Snoren kan bruges til at holde de foldbare dele fast mod rygsektionen, når skærmen flyttes.

Før skærmen flyttes, skal det sikres, at alle hjul er ulåste.

# Montage af bruseskærm

Det er montørens ansvar at sikre, at skruesamlingerne er velegnede til væggen, at væggen er i god stand, samt at væggen og skruesamlingerne kan holde til skærmsystemets vægt og andre belastninger, som kan forekomme under normal anvendelse.

Skærmene er konstrueret til brug **inden døre** på plane, vandrette gulve. Montage og anvendelse på ikke-vandrette gulve kan sætte sikkerheden over styr og medføre bortfald af garantien.

Art. nr.

6183 - 6185

6283 - 6285

6383 - 6385

6539-SH

6544-SH


6540-SH

1.

Skærmens højde	Afstand til gulvet
1,7 m	270 mm
1,5 m	270 mm
1,3 m	170 mm


1. Afmærk og bor hul til den nedre montageskrue. Afstanden fra gulvet er 170 mm for en 1,3 m høj skærm, og 270 mm for en 1,5 eller 1,7 m høj skærm.

**Bemærk! Alle huller, der bores i vægge og gulve i vådrum, skal forsegles mod vandindtrængning på en håndværksmæssigt forsvarlig måde.**




2.

6539-SH  
6544-SH  
6540-SH




3.



2. Fastgør vægbeslagets nedre ende i væggen. Vægbeslagets øvre ende er markeret med en pil og ordet UP.


3. Sørg for, at vægbeslaget er **lodret**. Afmærk og bor hul til vægbeslagets øvre ende og skru det fast i væggen.

4.



4. Tryk hjulene ind i skærmen. Sørg for, at der bliver sat hjul i samtlige hjulhuller.


5.



5. Fastgør skærmen ved at føre den indvendige skærms nedre split ind i vægbeslagets nedre hul. Tryk torx-skruen på siden ned, så du kan få den øvre split ind i vægbeslagets øvre hul.

Hvis det skønnes nødvendigt, kan torx-skruen (T20) tilspændes for at forhindre, at nogen utilsigtet løsner skærmen. Sørg for, at skruen er i sin **øvre position**, også efter at du har tilspændt den.


6.



6. Sæt den ydre skærm fast på den indre skærm på samme måde, som den indre skærm blev sat fast på vægbeslaget.


Art. nr.	Vægt	Antal hjul
6183	5 kg	1
6184	5,5 kg	1
6185	7 kg	1
6283	5,5 kg	1
6284	6,5 kg	1
6285	8 kg	1
6383	6 kg	1
6384	7,5 kg	1
6385	9 kg	1

# PPE Holder 1, Mobile gavlskærme





**One Size - Art. Nr. 6580**

**Silentia PPE Accessory Clamp - Art. Nr. 6590**




MAX 2 PPE Holder  
 MAX 4 kg / screen  
 MAX 9 lbs / screen

# PPE Holder 1, Vogn til én skærm





**One Size - 1,45 m - Art. Nr. 6580**

**Silentia PPE Accessory Clamp - Art. Nr. 6590**




MAX 1 PPE Holder  
 MAX 4 kg / screen  
 MAX 9 lbs / screen


# PPE Holder 2, Foldeskærme



MAX 1 PPE Holder  
MAX 1 kg / screen  
MAX 2 lbs / screen



# PPE Holder 3, Semifix skærm




MAX 6 kg / screen  
MAX 13 lbs / screen

1,45 m - Art. Nr. 6581


1,65 m - Art. Nr. 6582

1,85 m - Art. Nr. 6583

Silentia PPE Accessory Clamp - Art. Nr. 6590




# PPE Holder 3, Fast skærm



MAX 6 kg / screen  
MAX 13 lbs / screen

- 1,45 m - Art. Nr. 6581
- 1,65 m - Art. Nr. 6582
- 1,85 m - Art. Nr. 6583

Silentia PPE Accessory Clamp - Art. Nr. 6590



**Australien**

Medeleq Pty Ltd, 23/9-15 Sinclair St,  
Arundel Qld 4214, Australien  
Tel. +61 07 5529 0753, Fax. +61 07 5537 3831  
michael@medeleq.com.au

**Belgien**

Silentia Belux, Vissersstraat, 24,  
BE-8420 De Haan, Belgien  
Tel. +32 59251642, Fax. +32 59279670  
info@silentia.be

**Canada**

Cornerstone Medical Inc, #10 - 889 Barton St.,  
Stoney Creek, ON L8E 5V1, Canada  
Tel. 001 (905) 945-2522, Fax. 001 (905) 945-5611  
dthibault@cornerstone-medical.com

**Danmark**

Silentia ApS, Århusgade 88, 3,  
DK-2100 København Ø, Danmark  
Tel. +45 3990 8585  
info@silentia.dk

**Estland**

InstruMed OÜ, Emajõe 1a, EE-51008 Tartu, Estland  
Tel. +372 509 2406, Fax. +372 739 0681  
info@instrumed.ee

**Finland**

Silentia OY, Taivalmäki 9, FI-02200 Espoo, Finland  
Tel. +358 (0)9 31532410  
info@silentia.fi

**Frankrig**

SYSTEM MED, Parc Urbain Est,  
105, rue Alexandre Dumas,  
FR-69120 Vaulx en Velin, Frankrig  
Tel. +33 (0)4 78897143 Fax. +33 (0)4 78896540  
info@system-med.fr

**Franske antiller**

MedicoPack, 7 Lot Dugazon de Bourgogne,  
ZAC Petit-Pérou, 97139 Les Abymes, Guadeloupe  
Tel. 05-90-88-71-97, Fax. 05-90-88-71-96  
medico-pack@orange.fr

**Grækenland**

Meditime, Ioustanianou 8,  
EL-54631 Thessaloniki, Grækenland  
Tel. +302310263300, Fax. +302310263329  
nikos@meditime.net

**Hongkong**

Viking Group (H.K.) Ltd, Unit 1202, 12/F,  
Kwon Kin Trade Centre, No. 5, Kin Fat Street, Tuen Mun,  
N.T., Hong Kong SAR of China  
Tel. +85223956339, Fax. +85224417068  
vghk@netvigator.com

**Indien**

SNG-Sun Narula Group, NG Tower A-219, Road No 6,  
Mahipalpur NH8, New Dehli-110 037, Indien  
Tel. +91 11 26787685, Fax. +91 11 26787694  
pankaj.narula@sngindia.org

**Iran**

Mehr Pooyan Behdasht co. Ltd, 2nd Floor, No. 96,  
Saremi Ave., Southern Aban St. (Azodi St.)  
Karim Khane Zand Ave., Tehran-Iran  
Tel. +9821 88925411-12, Fax. +9821 88925413  
info@mpb-med.com

**Irland**

Lisclare Ltd, Unit 4-5 Montgomery Business Park,  
38 Montgomery Road, Belfast BT6 9HL,  
Northern Ireland  
Tel. +442890794000, Fax. +442890794577  
info@lisclare.com

**Island**

Icepharma, Lynghálsi 13, IS-110 Reykjavík, Island  
Tel. +354 5408000, Fax. +354 5408001  
laeknoghjukvorur@icepharma.is

**Israel**

Amos Gazit Ltd, Magshimim St. 21,  
4925468 Petach-Tikva, Israel  
Tel. +972 (0)3 9250000  
info@gazit.co.il

**Italien**

Ladurner Hospitalia GmbH, Via Max-Valier-Str. 3/A,  
IT-39012 Meran (BZ), Italien  
Tel. +39 (0)473 272727, Fax. +39 (0)473 272728  
info@silentia.it



### **Japan**

Moraine Corp., Unison Mall 3rdF, 5-1-1, Higashinakano,  
Nakano-ku, Tokyo 164-0003, Japan  
Tel. +81 3 5338 3911, Fax. +81 3 5338 3912  
info@moraine.co.jp

### **Kroatien**

Panontrade, Rakitska cesta 43, Rakitje,  
HR-10437 Bestovje, Kroatien  
Tel. +385 (01) 3325968, Fax. +385 (01) 3325972  
panon-trade@zg.zg.t-com.hr

### **Kuwait**

Kmed Company W.L.L, P.O. Box 28480,  
13145 Safat, Kuwait  
Tel. +9652427253, Fax. +9652427227  
info@kmedcompany.com

### **Litauen**

UAB "Teida",  
Karaliaus Mindaugo pr. 16/Druskininkų g.1,  
LT-44288 Kaunas, Litauen  
Tel. +370 (37) 323576, Fax. +370 (37) 209358  
info@teida.lt

### **Luxembourg**

Silentia Belux, Lammersakker, 22,  
BE-8700 Tielt, Belgien  
Tel. +32 51484334, Fax. +32 51582552  
info@silentia.be

### **Malta**

Sidroc Services, 74 Sliema Road, Gzira,  
GZR 1634, Malta  
Tel. +356 21315789, Fax. +356 21322770  
info@sidroc.com

### **Nederlandene**

Silentia Nederland B.V., Nijverheidsweg 8,  
NL-5071 NK Udenhout, Nederlandene  
Tel. +31(0)135119302, Fax. +31(0)135112324  
info@silentia-schermen.nl

### **Norge**

Silentia Norge AS, Elisabeth von Hübschs gate 6,  
NO-1534 Moss, Norge  
Tel. +47 38 362060  
info@silentia.no

### **Polen**

Eres Medical, Plouszowice Kol 64 B,  
PL-21-008 Tomaszowice, Polen  
Tel. +48 (81) 502007018, Fax. +48 (81) 502007020  
info@eresmedical.com.pl

### **Portugal**

HospitÉcnica, Lda., Rua Belo Horizonte, Porta B,  
PT-2640-027 Santo Isidoro, Portugal  
Tel. +351 261 963 212, Fax. +351 261 963 211  
hospitecnica@mail.telepac.pt

### **Schweiz**

Med-Innova SA / Med-Innova AG,  
Chemin des Quatre-Vents 7F,  
CH-1166 Perroy, Schweiz  
Tel. +41 26 323 20 30  
info@med-innova.ch

### **Singapore**

SYSTMZ PTE LTD, No. 1 Bukit Batok Crescent,  
#09-07 WCEGA, Plaza, Singapore 658064, Singapore  
Tel. +65-64650387, Fax. +65-64650656  
info@systmz.sg

### **Slovenien**

Timo d.o.o. Ajdovščina, Vipavska cesta 4i,  
SI-5270 Ajdovščina, Slovenien  
Tel. +38653689330, Fax. +38653663805  
info@timo.si

### **Spanien**

Silentia Spain S.L., c / Benavent, 12. Bajos,  
ES-08028 Barcelona, Spanien  
Tel. +34 935190158  
info@silentia.com.es

### **Storbritannien**

Lisclare Ltd, Unit 11 Heron Business Park,  
Tanhouse Lane, WA9 0SW Widnes, Storbritannien  
Tel. +44(0)870 850 2384, Fax. +44(0)8708502386  
info@lisclare.com

### **Sverige**

Silentia AB, Box 108  
SE-311 22 Falkenberg, Sverige  
Tel. +46 (0)346 48580  
info@silentia.se



### **Tjekkiet**

LABO-MS s.r.o., Petržilkova 2491/56,  
CZ-158 00 Praha 5 - Nové Butovice, Tjekkiet  
Tel. +420 251624035, Fax. +420 251624039  
labo-ms@labo-ms.cz

### **Tyrkiet**

MedSistem, Tavukcuyolu Barbaros Cad. Hattat Sokak,  
No: 21 MedSistem Is Merkezi, Yukari Dudullu, 34775  
Ümraniye/Istanbul, Tyrkiet  
Tel. +902164155660, Fax. +902164153224  
info@medsistem.com.tr

### **Tyskland**

Silentia GmbH, Postfach 550182,  
DE-22561 Hamburg, Tyskland  
Tel. +49(0)40 3905502, Fax. +49(0)40 3903768  
info@silentia.de

### **Ungarn**

Medifair Trading, Szabadkai u. 12,  
HU-1223 Budapest, Ungarn  
Tel. +3613626246, Fax. +3613620285  
info@medifair.hu

### **USA**

Silentia Inc., 1004 W. 9<sup>th</sup> Ave., Suite 105,  
King of Prussia, PA 19406, USA  
Tel. +1 (267) 457-4477  
info@silentia.us

### **Østrig**

Czerny Handels GmbH, Hosnedlgasse 16,  
AT-1220 Wien, Østrig  
Tel. +43(1)2716546-0  
silentia@czerny-a.at

### **Blanket for regelmæssig 6-måneders kontrol**

På næste side er der en blanket, som kan kopieres (forstør evt. til A4) og anvendes ved inspektion af skærmene. Hvert enkelt ark kan enten anvendes til én skærm eller til flere skærme i samme lokale eller på samme afdeling.



Reference (Afdeling/Lokale/Artikel/Serienr.)	Hospital/Klinik/Plejehjem	Dato
--	---------------------------	------

## Silentiaskærmen, regelmæssig 6-måneders kontrol/service

<p><b>1. Tjek fastgørelse til væg/gulv/vogn</b> (For reference, se manual eller <a href="http://www.silentia.eu">www.silentia.eu</a>)</p> <p>Alle fastgørelser, afstandsstykker og klemmer er OK <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Vægbeslag/afstandsstykke/forsyningspanel/gulvstolpe sidder ikke ordentlig fast i væg/gulv <input type="checkbox"/></p> <p>Skærmen sidder ikke ordentlig fast i vægbeslag/gulvstolpe/vogn (EasyClick™-systemet, se nedenfor) <input type="checkbox"/></p> <p>Fejl/skade på vægbeslag/gulvstolpe <input type="checkbox"/></p> <p>Fejl/skade på afstandsstykke til vægbeslag eller klemme til kulisseskinne <input type="checkbox"/></p> <p>Fejl/skade på vogn <input type="checkbox"/></p> <p>Andre fejl/skader <input type="checkbox"/></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">                 Specificér (f.eks. artikel/serienr., sted; fejl/skade)             </div>	<p><b>2. Tjek skærm/skærme</b></p> <p>Skærmene ser ud og fungerer, som de skal <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Skade på paneler <input type="checkbox"/></p> <p>Skade på hjul <input type="checkbox"/></p> <p>Skade på håndtag <input type="checkbox"/></p> <p>Skade på lister <input type="checkbox"/></p> <p>Andre fejl/skader <input type="checkbox"/></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">                 Specificér (f.eks. artikel/detalje, position regnet fra håndtaget; fejl/skade)             </div> <p>EasyClick™-systemet</p>
---	--

Kundeoplysninger	Arbejdet udført af
Underskrift	Underskrift
Dato	Datum



THE FUTURE IN PRIVACY & HYGIENE SOLUTIONS

Silentia AB, Box 108, SE-311 22 Falkenberg, Sweden - Tel: +46 (0)346-48580  
info@silentia.se - www.silentia.eu

