



# Silentia skjermsystem

## Bruksanvisning

Instruksjoner for montering, bruk, rengjøring og vedlikehold

# Velkommen

**Velkommen til Bruksanvisningen for Silentias produkter. Kontakt din lokale forhandler hvis du har spørsmål.**

Dersom dere behøver ytterligere hjelp med hvordan produktene skal monteres, brukes eller vedlikeholdes, vennligst kontakt den lokale forhandleren i deres område. Informasjon om forhandlere finnes helt bakerst i denne brosjyren og på Internett:

<http://www.silentia.eu>

## Generelt

Les disse sikkerhetsinstruksjonene nøye før du monterer eller bruker noen av Silentias produkter. Følg alltid instruksjonene ved montering, bruk og vedlikehold. Montering, anvendelse, service og lignende arbeid må utføres av kvalifisert personale i tråd med lokale regler og forskrifter.

For å ivareta sikkerheten for personer og eiendeler må det bare brukes reservedeler som er produsert eller godkjent av Silentia AB. Bruk av andre typer reservedeler gjør garantien ugyldig.

Før montering må det kontrolleres at alle produkter/deler er blitt levert og at de er komplette og uten feil.

Emballasjemateriell må kasseres i henhold til lokale regler og forskrifter.

Dersom dere behøver ytterligere hjelp med hvordan produktene skal monteres, brukes eller vedlikeholdes, vennligst kontakt den lokale forhandleren i deres område. Informasjon om forhandlere finnes helt bakerst i denne brosjyren og på Internett:

<http://www.silentia.eu>

Produktlevetid: 10 år



**Advarsel - Advarsel indikerer en fare som, om den ikke unngås, kan føre til dødsfall, alvorlig personskade og/eller skade på eiendeler.**

### **Bruk, rengjøring og vedlikehold** **4**

- Montering 4
- Bruk, generelt 4
- Med klave på IVA-skinne 4
- Mobile skjermer 4
- Bytte av installasjonssted 5
- Regelmessig ettersyn 5
- Rengjøring og desinfisering 5

### **Montering** **6**

- Standardmontering med veggfeste 6
- Standardmontering med veggfeste og skjermforlengelse 8
- Montering med 20 mm distanser 10
- Montering med 100 eller 200 mm distanser 12
- Montering med justerbare distanser 14
- Montering med klaver og veggfeste på IVA-skinne 16
- Montering med klave og bakstøtte på IVA-skinne 18
- Montering med klaver og veggfeste med gulvstøtte på IVA-skinne 20
- Montering av fast skjerm med veggfeste og gulvstolpe 22
- Montering av fast skjerm med to gulvstolper 24
- Montering av foldeskjerm sammen med fast skjerm 25
- Montering av foldeskjerm på gulvstolpe 26
- Montering av skjerm på vogn for en skjerm 28
- Montering av skjerm på vogn for to skjermer 30
- Montering av mobil gavlskjerm 32
- Montering av dusjskjerm 34

### **Lokale forhandlere** **36**

### **Skjema for regelmessig kontroll** **39**

# Bruk, rengjøring og vedlikehold

## Montering

Følg monteringsinstruksjonene for respektive monteringsmåte for å sikre at skjermen monteres korrekt og sikkert.


**Det er montørens ansvar å sikre at skrueforbindelsene er egnet for henholdsvis vegg og gulvet, at vegg og gulvet er i god stand og at vegg, gulvet og skrueforbindelsene tåler skjermens vekt og andre krefter som kan forekomme under normal bruk.**

Skjermene er konstruert for bruk **innendørs** på jevne, horisontale gulv. Montering og bruk på ikke-horisontale gulv kan sette sikkerheten i fare og gjøre garantien ugyldig.

## Bruk, generelt

Len dere ikke mot skjermen, heng ikke noe over den og bruk den heller ikke som støtte for andre instrumenter. Skjermen er konstruert som en innsynsbeskyttelse og kan bli skadet dersom den brukes til noe annet.


Når foldeskjermen er trukket ut til ønsket lengde, skal man låse det ytterste hjulet og la resten av hjulene være ulåste. (Lås også hjulet i hjørnet dersom skjermen skal danne et hjørne.) De lengste skjermene (12–15 seksjoner) er beregnet på bruk i en L-form rundt sengen.




Før skjermen forflyttes eller trekkes ut, kontroller at alle hjul er ulåste.



**Obs! Skjermene må ikke brukes i rom der man utfører MR-undersøkelser.**




**Før dere hever en seng i nærheten av skjermen, kontroller at ingen deler av sengen finnes under skjermen. Løftekraften fra sengen kan skade skjermen, dens tilbehør og/eller innfestingen. Følgen kan bli at skjermen faller ned og skader pasienter eller personale.**




## Med klave på IVA-skinne

Skjermene som er montert på IVA-skinne, kan flyttes sideveis langs skinnen hvis skruene som holder klavene på plass, løsnes litt. Når skjermen står på det nye stedet, trekkes skruene til igjen slik at skjermen sitter godt fast.



## Mobile skjerm

Før en skjerm montert på vogn trekkes ut, kontroller at **vognens hjul er låste** og at skjermens hjul er ulåste.



Mobile skjermene må alltid forflyttes forsiktig. Hvis de håndteres uforsiktig, kan de velte og falle over noen. Det må utvises ekstra forsiktighet dersom man forflytter skjermen over terskler eller andre høydeforskjeller på gulvet.

Stå ikke på hjulsettene, len dere ikke mot skjermen og bruk den heller ikke som en støtte. Dersom man gjør det, kan den mobile skjermen rulle av gårde eller velte, noe som kan medføre at man faller.

1. Lås opp hjulene.
2. Trekk ut skjermen.
3. Lås det ytterste hjulet.

## Bytte av installasjonssted

Foldeskjermen kan lett forflyttes mellom ulike monteringsvarianter, takket være EasyClick™-systemet, dersom man følger disse instruksjonene. Fold sammen skjermen. Løsne torx-skruen (T20) som sikrer den fjærbelastede låsepinnen i skjermens overkant hvis den er tiltrukket. Ta ned skjermen fra veggfestet, gulvstolpen eller vognen ved å trykke ned skruen slik at den øvre låsepinnen senkes og skjermen løsner. Vær forsiktig når skjermen tas ned. Den kan rulle bort fra deg og falle når den ikke lenger sitter fast. Flytt skjermen til det nye stedet og monter den ifølge monteringsinstruksjonene.

## Regelmessig ettersyn

Skjermene bør regelmessig (minst hver 6. måned) kontrolleres med hensyn til at:

- Veggfestene (og eventuelle distanser) er godt forankret i veggen
- Alle muttere og skruer er tiltrukne
- Den fjærbelastede låsepinnen i skjermens overkant er ordentlig sikret i veggfestet, vognen eller gulvfestet
- Alle hjul er i god stand
- Skjermenes (og tilbehørets) funksjon og utseende ikke er skadet

Det finnes et skjema helt bakerst i denne manualen som kan brukes for dokumentasjon.

## Rengjøring og desinfisering

Hver uke eller ved behov: Rengjør skjermene med varmt vann og etanol, eller annet vanlig rengjøringsmiddel for overflater eller desinfeksjonsmiddel. **Ikke bruk store mengder vann** – det er tilstrekkelig med en godt fuktet klut med rengjøringsmiddel. Ikke bruk rengjøringsmidler med slipemidler.

Hjulene kan lett tas av, dersom man følger disse instruksjonene, og vaskes i spylemaskin/ oppvaskmaskin. Fold sammen skjermen. Løsne torx-skruen (T20) som sikrer den fjærbelastede låsepinnen i skjermens overkant hvis den er tiltrukket. Ta ned skjermen fra veggfestet, gulvstolpen eller vognen ved å trykke ned skruen slik at den øvre låsepinnen senkes og skjermen løsner. Hvis skjermen er montert med klaver, kan man åpne klavene for å løsne veggfestet sammen med skjermen i stedet for å løsne skjermen fra veggfestet. Vær forsiktig når skjermen tas ned. Den kan rulle bort fra deg og falle når den ikke lenger sitter fast. Legg skjermen på egnet sted og trekk ut hjulene. Rengjør hjulene. Ved behov, drypp litt olje på hjulakselen før hjulet settes tilbake i skjermen. Monter opp skjermen igjen ifølge monteringsinstruksjonene.

**Obs! Skjermene tåler ikke å bli kjørt gjennom sengevask eller lignende, ettersom det ødelegger panelene.**

## Standardmontering med veggfeste

Det er montørens ansvar å sikre at skrueforbindelsene er egnet for veggen, at veggen er i god stand og at veggen og skrueforbindelsene tåler skjermssystemets vekt og andre krefter som kan forekomme under normal bruk.

Skjermene er konstruert for bruk **innendørs** på jevne, horisontale gulv. Montering og bruk på ikke-horisontale gulv kan sette sikkerheten i fare og gjøre garantien ugyldig.

Art. nr.

6105 - 6115

6205 - 6215

6305 - 6315

6539, 6544,


6540

1.

Skjermens høyde	Avstand til gulvet
1,85 m	410 mm
1,65 m	410 mm
1,45 m	310 mm

1. Marker og bor hull for den nedre festeskruen.

Avstanden fra gulvet er 310 mm for en 1,45 m høy skjerm og 410 mm for en 1,65 m eller 1,85 m høy skjerm.




2.

6539  
6544  
6540




3.



2. Fest veggfestets nedre ende i veggen. Veggfestets øvre ende er markert med en pil og ordet UP.


3. Kontroller at veggfestet er **loddrett**. Marker og bor hull for veggfestets øvre ende og skru det fast til veggen.

4.



4. Trykk inn hjulene i skjermen. Kontroller at det settes inn hjul i alle hjulhull.

5.



5. Fest skjermen ved å føre skjermens nedre låsepinne inn i veggfestets nedre hull. Trykk ned torx-skruen på siden slik at du får den øvre låsepinnen inn i veggfestets øvre hull.

Ved behov for dette kan torx-skruen (T20) trekkes til for å forhindre at noen løsner skjermen utilsiktet. Kontroller at skruen er i sin **øvre posisjon** også etter at du har trukket den til.

De lengste skjermene (12–15 seksjoner) er beregnet på bruk i en L-form rundt sengen.

Art. nr.	Vekt	Art. nr.	Vekt	Art. nr.	Vekt	Antall hjul
6105	8 kg	6205	9,5 kg	6305	11,5 kg	1
6106	10,5 kg	6206	12 kg	6306	13,5 kg	2
6107	12 kg	6207	14 kg	6307	16 kg	2
6108	13,5 kg	6208	16 kg	6308	18 kg	2
6109	15,5 kg	6209	18 kg	6309	20,5 kg	3
6110	17 kg	6210	19,5 kg	6310	22,5 kg	3
6111	18,5 kg	6211	21,5 kg	6311	24,5 kg	3
6112	20 kg	6212	24 kg	6312	27 kg	4
6113	22 kg	6213	25,5 kg	6313	29 kg	4
6114	24 kg	6214	27,5 kg	6314	31,5 kg	4
6115	25,5 kg	6215	29,5 kg	6315	33,5 kg	5

# Standardmontering med veggfeste og skjermforlengelse

Det er montørens ansvar å sikre at skrueforbindelsene er egnet for veggen, at veggen er i god stand og at veggen og skrueforbindelsene tåler skjermssystemets vekt og andre krefter som kan forekomme under normal bruk.

Skjermene er konstruert for bruk **innendørs** på jevne, horisontale gulv. Montering og bruk på ikke-horisontale gulv kan sette sikkerheten i fare og gjøre garantien ugyldig.

Art. nr.

6162 - 6165

6262 - 6265

6362 - 6365

6105 - 6115

6205 - 6215

6305 - 6315

6539, 6544,


6540

1.

Skjermens høyde	Avstand til gulvet
1,85 m	410 mm
1,65 m	410 mm
1,45 m	310 mm

1. Marker og bor hull for den nedre festeskruen.

Avstanden fra gulvet er 310 mm for en 1,45 m høy skjerm og 410 mm for en 1,65 m eller 1,85 m høy skjerm.




2.

6539  
6544  
6540




3.



2. Fest veggfestets nedre ende i veggen. Veggfestets øvre ende er markert med en pil og ordet UP.


3. Kontroller at veggfestet er **loddrett**. Marker og bor hull for veggfestets øvre ende og skru det fast til veggen.

4.



4. Trykk inn hjulene i skjermen. Kontroller at det settes inn hjul i alle hjulhull.

5.




5. Fest skjermen ved å føre skjermens nedre låsepinne inn i veggfestets nedre hull. Trykk ned torx-skruen på siden slik at du får den øvre låsepinnen inn i veggfestets øvre hull.

Ved behov for dette kan torx-skruen (T20) trekkes til for å forhindre at noen løsner skjermen utilsiktet. Kontroller at skruen er i sin **øvre posisjon** også etter at du har trukket den til.

6. Fest foldeskjermen på skjermforlengelsen på samme måte som skjermforlengelsen ble festet på veggfestet.

6.



De lengste skjermene (12–15 seksjoner) er beregnet på bruk i en L-form rundt sengen.

Art. nr.	Vekt	Antall hjul
6162	3,5 kg	1
6163	5 kg	1
6164	6 kg	1
6165	7,5 kg	1
6262	3,5 kg	1
6263	5,5 kg	1
6264	7 kg	1
6265	8 kg	1
6362	4 kg	1
6363	6 kg	1
6364	7,5 kg	1
6365	9 kg	1

## Montering med 20 mm distanser

Det er montørens ansvar å sikre at skrueforbindelsene er egnet for veggen, at veggen er i god stand og at veggen og skrueforbindelsene tåler skjermssystemets vekt og andre krefter som kan forekomme under normal bruk.

Skjermene er konstruert for bruk **innendørs** på jevne, horisontale gulv. Montering og bruk på ikke-horisontale gulv kan sette sikkerheten i fare og gjøre garantien ugyldig.

Art. nr.

6506

6105 - 6115

6205 - 6215

6305 - 6315

6539, 6544,


6540

1.

Skjermens høyde	Avstand til gulvet
1,85 m	410 mm
1,65 m	410 mm
1,45 m	310 mm

1. Marker og bor hull for den nedre festeskruen.


Avstanden fra gulvet er 310 mm for en 1,45 m høy skjerm og 410 mm for en 1,65 m eller 1,85 m høy skjerm.




2.

6539  
6544  
6540

6506




3.



2. Fest veggfestets nedre ende i veggen med distansen mellom veggen og veggfestet. Veggfestets øvre ende er markert med en pil og ordet UP.


3. Kontroller at veggfestet er **loddrett**. Marker og bor hull for veggfestets øvre ende og skru det fast til veggen.

4.



4. Trykk inn hjulene i skjermen. Kontroller at det settes inn hjul i alle hjulhull.

5.



5. Fest skjermen ved å føre skjermens nedre låsepinne inn i veggfestets nedre hull. Trykk ned torx-skruen på siden slik at du får den øvre låsepinnen inn i veggfestets øvre hull.

Ved behov for dette kan torx-skruen (T20) trekkes til for å forhindre at noen løsner skjermen utilsiktet. Kontroller at skruen er i sin **øvre posisjon** også etter at du har trukket den til.

De lengste skjermene (12–15 seksjoner) er beregnet på bruk i en L-form rundt sengen.

Art. nr.	Vekt	Art. nr.	Vekt	Art. nr.	Vekt	Antall hjul
6105	8 kg	6205	9,5 kg	6305	11,5 kg	1
6106	10,5 kg	6206	12 kg	6306	13,5 kg	2
6107	12 kg	6207	14 kg	6307	16 kg	2
6108	13,5 kg	6208	16 kg	6308	18 kg	2
6109	15,5 kg	6209	18 kg	6309	20,5 kg	3
6110	17 kg	6210	19,5 kg	6310	22,5 kg	3
6111	18,5 kg	6211	21,5 kg	6311	24,5 kg	3
6112	20 kg	6212	24 kg	6312	27 kg	4
6113	22 kg	6213	25,5 kg	6313	29 kg	4
6114	24 kg	6214	27,5 kg	6314	31,5 kg	4
6115	25,5 kg	6215	29,5 kg	6315	33,5 kg	5

## Montering med 100 eller 200 mm distanser

Det er montørens ansvar å sikre at skrueforbindelsene er egnet for veggen, at veggen er i god stand og at veggen og skrueforbindelsene tåler skjermssystemets vekt og andre krefter som kan forekomme under normal bruk.

Skjermene er konstruert for bruk **innendørs** på jevne, horisontale gulv. Montering og bruk på ikke-horisontale gulv kan sette sikkerheten i fare og gjøre garantien ugyldig.

Art. nr.

6507, 6508

6105 - 6115

6205 6215

6305 - 6315


6539, 6544,

6540

1.

Skjermens høyde	Avstand til gulvet
1,85 m	410 mm
1,65 m	410 mm
1,45 m	310 mm


1. Marker og bor hull for den nedre festeskruen. Avstanden fra gulvet er 310 mm for en 1,45 m høy skjerm og 410 mm for en 1,65 m eller 1,85 m høy skjerm.




2.

6539  
6544  
6540

6507  
6508



3.




2. Fest den nedre distansen i veggen. Fest veggfestets nedre ende i distansen. Veggfestets øvre ende er markert med en pil og ordet UP.

For at distansene skal fungere som de skal, må de plasseres med det utstikkende stoppet til høyre. Dersom det er en speilvendt skjerm, skal stoppet imidlertid sitte til venstre.


3. Fest den andre distansen ved veggfestets øvre ende. Kontroller at veggfestet er **loddrett**. Marker og bor hull for den øvre distansen og fest den i veggen.

4.



4. Trykk inn hjulene i skjermen. Kontroller at det settes inn hjul i alle hjulhull.

5.



5. Fest skjermen ved å føre skjermens nedre låsepinne inn i veggfestets nedre hull. Trykk ned torx-skruen på siden slik at du får den øvre låsepinnen inn i veggfestets øvre hull.

Ved behov for dette kan torx-skruen (T20) trekkes til for å forhindre at noen løsner skjermen utilsiktet. Kontroller at skruen er i sin **øvre posisjon** også etter at du har trukket den til.

De lengste skjermene (12–15 seksjoner) er beregnet på bruk i en L-form rundt sengen.

Art. nr.	Vekt	Art. nr.	Vekt	Art. nr.	Vekt	Antall hjul
6105	8 kg	6205	9,5 kg	6305	11,5 kg	1
6106	10,5 kg	6206	12 kg	6306	13,5 kg	2
6107	12 kg	6207	14 kg	6307	16 kg	2
6108	13,5 kg	6208	16 kg	6308	18 kg	2
6109	15,5 kg	6209	18 kg	6309	20,5 kg	3
6110	17 kg	6210	19,5 kg	6310	22,5 kg	3
6111	18,5 kg	6211	21,5 kg	6311	24,5 kg	3
6112	20 kg	6212	24 kg	6312	27 kg	4
6113	22 kg	6213	25,5 kg	6313	29 kg	4
6114	24 kg	6214	27,5 kg	6314	31,5 kg	4
6115	25,5 kg	6215	29,5 kg	6315	33,5 kg	5

# Montering med to justerbare distanser

Det er montørens ansvar å sikre at skrueforbindelsene er egnet for veggen, at veggen er i god stand og at veggen og skrueforbindelsene tåler skjermens vekt og andre krefter som kan forekomme under normal bruk.

Skjermene er konstruert for bruk **innendørs** på jevne, horisontale gulv. Montering og bruk på ikke-horisontale gulv kan sette sikkerheten i fare og gjøre garantien ugyldig.

Art. nr.

6509, 6510

6105 - 6115

6205 6215


6305 - 6315

6539, 6544,

6540

## 1.

Skjermens høyde	Avstand til gulvet
1,85 m	410 mm
1,65 m	410 mm
1,45 m	310 mm




1. Marker og bor hull for den nedre festeskruen. Avstanden fra gulvet er 310 mm for en 1,45 m høy skjerm og 410 mm for en 1,65 m eller 1,85 m høy skjerm.

## 2. To distanser


6539  
6544  
6540

6509  
6510



## 3.

## En distanse




2. Fest den nedre distansen i veggen. Fest veggfestets nedre ende i distansen. Veggfestets øvre ende er markert med en pil og ordet UP.

For at distansene skal fungere som de skal, må de plasseres med det utstikkende stoppet til høyre. Dersom det er en speilvendt skjerm, skal stoppet imidlertid sitte til venstre.

3. **To distanser:** Fest veggfestets øvre ende ved den andre distansen. Juster distansene til ønsket lengde og lås dem i rett posisjon ved å trekke sekskantskruen godt til. Kontroller at veggfestet er **loddrett i begge retninger** ved å justere distansenes lengde og den øvre distansens festepunkter. Marker og bor hull for den øvre distansen og fest den i veggen.


**En distanse:** Kontroller at veggfestet er **loddrett i begge retninger** ved å justere distansens lengde og festepunktet i hyllen. Fest veggfestets øvre ende i hyllen og trekk sekskantskruen under den justerbare distansen godt til for å låse den i rett posisjon. Veggfestet kan enten festes direkte i hyllen (Alt. 1) eller via en konsoll (Alt. 2) (konsoll følger ikke med). Det kan være nødvendig å lage et nytt hull i veggfestet på høyde med hyllen.

4.



4. Trykk inn hjulene i skjermen. Kontroller at det settes inn hjul i alle hjulhull.

5.



5. Fest skjermen ved å føre skjermens nedre låsepinne inn i veggfestets nedre hull. Trykk ned torx-skruen på siden slik at du får den øvre låsepinne inn i veggfestets øvre hull.

Ved behov for dette kan torx-skruen (T20) trekkes til for å forhindre at noen løsner skjermen utilsiktet. Kontroller at skruen er i sin **øvre posisjon** også etter at du har trukket den til.

De lengste skjermene (12–15 seksjoner) er beregnet på bruk i en L-form rundt sengen.

Art. nr.	Vekt	Art. nr.	Vekt	Art. nr.	Vekt	Antall hjul
6105	8 kg	6205	9,5 kg	6305	11,5 kg	1
6106	10,5 kg	6206	12 kg	6306	13,5 kg	2
6107	12 kg	6207	14 kg	6307	16 kg	2
6108	13,5 kg	6208	16 kg	6308	18 kg	2
6109	15,5 kg	6209	18 kg	6309	20,5 kg	3
6110	17 kg	6210	19,5 kg	6310	22,5 kg	3
6111	18,5 kg	6211	21,5 kg	6311	24,5 kg	3
6112	20 kg	6212	24 kg	6312	27 kg	4
6113	22 kg	6213	25,5 kg	6313	29 kg	4
6114	24 kg	6214	27,5 kg	6314	31,5 kg	4
6115	25,5 kg	6215	29,5 kg	6315	33,5 kg	5

## Montering med klaver og veggfeste på IVA-skinne

**Det er montørens ansvar å sikre at IVA-skinne er ordentlig montert, at veggen er i god stand og at veggen og IVA-skinne tåler skjermens vekt og andre krefter som kan forekomme under normal bruk.**


Skjermene er konstruert for bruk **innendørs** på jevne, horisontale gulv. Montering og bruk på ikke-horisontale gulv kan sette sikkerheten i fare og gjøre garantien ugyldig.

For beste anvendbarhet anbefales innfesting på to IVA-skinne. Hvis det brukes bare én IVA-skinne, bør den være plassert på høyde med skjermens håndtak. For øvrig fungerer det bra å komplettere med for eksempel bakoverstøtte (6519) eller justerbar distanse (6509, 6510).


**Art. nr.**  
**6502, 6535**  
**6524, 6516**  
**6105 - 6115**  
**6205 - 6215**  
**6305 - 6315**  
**6539, 6544,**  
**6540**

### 1.

Alt. A



Alt. B




**1.** Fest klaven på den øvre IVA-skinne og støtteklaven på den undre skinne slik at åpningene deres plasseres vertikalt over hverandre. **Trekk skruen** under klavene godt til for å forhindre at klavene glir langs skinne eller faller ned.

Alt. A: IVA-skinne sitter i samme avstand fra veggen.


Alt. B: IVA-skinne sitter i ulik avstand fra veggen.

### 2.



**2.** Trykk inn hjulene i skjermen. Kontroller at det settes inn hjul i alle hjulhull.


3.



3. Fest veggfestet ved skjermen ved å føre inn skjermens nedre låsepinne inn i veggfestets nedre hull. Trykk ned torx-skruen på siden slik at du får den øvre låsepinnen inn i veggfestets øvre hull.

Ved behov for dette kan torx-skruen (T20) trekkes til for å forhindre at noen løsner skjermen utilsiktet. Kontroller at skruen er i sin **øvre posisjon** også etter at du har trukket den til.

4.



4. Før veggfestet inn i klavene. Kontroller at det er **loddrett i begge retninger**. For justerbar klave (Alt. B): Trekk sekskantskruene under den justerbare klaven godt til for å låse den i rett posisjon.

**Trekk klavenes skruer** godt til slik at veggfestet låses inn og hindres i å gli vertikalt i klavene.

De lengste skjermene (12–15 seksjoner) er beregnet på bruk i en L-form rundt sengen.

Art. nr.	Vekt	Art. nr.	Vekt	Art. nr.	Vekt	Antall hjul
6105	8 kg	6205	9,5 kg	6305	11,5 kg	1
6106	10,5 kg	6206	12 kg	6306	13,5 kg	2
6107	12 kg	6207	14 kg	6307	16 kg	2
6108	13,5 kg	6208	16 kg	6308	18 kg	2
6109	15,5 kg	6209	18 kg	6309	20,5 kg	3
6110	17 kg	6210	19,5 kg	6310	22,5 kg	3
6111	18,5 kg	6211	21,5 kg	6311	24,5 kg	3
6112	20 kg	6212	24 kg	6312	27 kg	4
6113	22 kg	6213	25,5 kg	6313	29 kg	4
6114	24 kg	6214	27,5 kg	6314	31,5 kg	4
6115	25,5 kg	6215	29,5 kg	6315	33,5 kg	5

## Montering med klave og bakstøtte på IVA-skinne

**Det er montørens ansvar å sikre at IVA-skinnene er ordentlig montert, at veggen er i god stand og at veggen og IVA-skinnene tåler skjermens vekt og andre krefter som kan forekomme under normal bruk.**

Skjermene er konstruert for bruk **innendørs** på jevne, horisontale gulv. Montering og bruk på ikke-horisontale gulv kan sette sikkerheten i fare og gjøre garantien ugyldig.

For beste anvendbarhet anbefales innfesting på to IVA-skinner. Hvis det brukes bare én IVA-skinne, bør den være plassert på høyde med skjermens håndtak. For øvrig fungerer det bra å komplettere med for eksempel bakoverstøtte (6519) eller justerbar distanse (6509, 6510).

**Art. nr.**

**6502, 6535**

**6519**


**6105 - 6115**

**6205 - 6215**


**6305 - 6315**

**6539, 6544,**


**6540**



**1.** Fest klaven på IVA-skinnen. **Trekk skruen** under klaven godt til for å forhindre at klaven glir langs skinnen eller faller ned.




**2.** Trykk inn hjulene i skjermen. Kontroller at det settes inn hjul i alle hjulhull.



3. Før veggfestet inn i bakstøtten og trekk skruen godt til slik at veggfestet låses inn og ikke kan gli vertikalt.

4. Fest skjermen ved å føre skjermens nedre låsepinne inn i veggfestets nedre hull. Trykk ned torx-skruen på siden slik at du får den øvre låsepinne inn i veggfestets øvre hull.

Ved behov for dette kan torx-skruen (T20) trekkes til for å forhindre at noen løsner skjermen utilsiktet. Kontroller at skruen er i sin **øvre posisjon** også etter at du har trukket den til.



5. Før veggfestet inn i klaven. Kontroller at det er **loddrett i begge retninger**.

Juster lengden på bakstøtten slik at støtten ligger mot veggen når veggfestet er loddrett. Trekk sekskantskruen på undersiden godt til for å låse den i rett posisjon.

**Trekk klavens skrue** godt til slik at veggfestet låses inn og hindres i å gli vertikalt i klaven.

De lengste skjermene (12–15 seksjoner) er beregnet på bruk i en L-form rundt sengen.

Art. nr.	Vekt	Art. nr.	Vekt	Art. nr.	Vekt	Antall hjul
6105	8 kg	6205	9,5 kg	6305	11,5 kg	1
6106	10,5 kg	6206	12 kg	6306	13,5 kg	2
6107	12 kg	6207	14 kg	6307	16 kg	2
6108	13,5 kg	6208	16 kg	6308	18 kg	2
6109	15,5 kg	6209	18 kg	6309	20,5 kg	3
6110	17 kg	6210	19,5 kg	6310	22,5 kg	3
6111	18,5 kg	6211	21,5 kg	6311	24,5 kg	3
6112	20 kg	6212	24 kg	6312	27 kg	4
6113	22 kg	6213	25,5 kg	6313	29 kg	4
6114	24 kg	6214	27,5 kg	6314	31,5 kg	4
6115	25,5 kg	6215	29,5 kg	6315	33,5 kg	5

# Montering med klaver og veggfeste med gulvstøtte på IVA-skinne


**Det er montørens ansvar å sikre at IVA-skinnene er ordentlig montert, at veggen er i god stand og at veggen og IVA-skinnene tåler skjermens vekt og andre krefter som kan forekomme under normal bruk.**

Skjermene er konstruert for bruk **innendørs** på jevne, horisontale gulv. Montering og bruk på ikke-horisontale gulv kan sette sikkerheten i fare og gjøre garantien ugyldig.

For beste anvendbarhet anbefales innfesting på to IVA-skinner. Hvis det brukes bare én IVA-skinne, bør den være plassert på høyde med skjermens håndtak. For øvrig fungerer det bra å komplettere med for eksempel bakoverstøtte (6519) eller justerbar distanse (6509, 6510).

## Art. nr.

**6502, 6535**  
**6524, 6516**  
**6105 - 6115**  
**6205 - 6215**  
**6305 - 6315**  
**6537, 6545,**  
**6538**




**1.** Fest klaven på den øvre IVA-skinnen og støtteklaven på den undre skinnen slik at åpningene deres plasseres vertikalt over hverandre. **Trekk skruen** under klavene godt til for å forhindre at klavene glir langs skinnen eller faller ned.

Alt. A: IVA-skinnene sitter i samme avstand fra veggen.

Alt. B: IVA-skinnene sitter i ulik avstand fra veggen.


Alt. C: Bare en IVA-skinne, standardklave.

Alt. D: Bare en IVA-skinne, klave med distanse.



**2.** Trykk inn hjulene i skjermen. Kontroller at det settes inn hjul i alle hjulhull.


3.



3. Før veggfestet inn i klavene og la veggfestet hvile på gulvet. Kontroller at det er **loddrett i begge retninger**. For justerbar klave (Alt. B): Trekk sekskantskruene under den justerbare klaven godt til for å låse den i rett posisjon.

**Trekk klavenes skruer** godt til slik at veggfestet låses inn og hindres i å gli vertikalt i klavene.

4.



4. Fest skjermen ved å føre skjermens nedre låsepinne inn i veggfestets nedre hull. Trykk ned torx-skruen på siden slik at du får den øvre låsepinne inn i veggfestets øvre hull.

Ved behov for dette kan torx-skruen (T20) trekkes til for å forhindre at noen løsner skjermen utilsiktet. Kontroller at skruen er i sin **øvre posisjon** også etter at du har trukket den til.

De lengste skjermene (12–15 seksjoner) er beregnet på bruk i en L-form rundt sengen.

Art. nr.	Vekt	Art. nr.	Vekt	Art. nr.	Vekt	Antall hjul
6105	8 kg	6205	9,5 kg	6305	11,5 kg	1
6106	10,5 kg	6206	12 kg	6306	13,5 kg	2
6107	12 kg	6207	14 kg	6307	16 kg	2
6108	13,5 kg	6208	16 kg	6308	18 kg	2
6109	15,5 kg	6209	18 kg	6309	20,5 kg	3
6110	17 kg	6210	19,5 kg	6310	22,5 kg	3
6111	18,5 kg	6211	21,5 kg	6311	24,5 kg	3
6112	20 kg	6212	24 kg	6312	27 kg	4
6113	22 kg	6213	25,5 kg	6313	29 kg	4
6114	24 kg	6214	27,5 kg	6314	31,5 kg	4
6115	25,5 kg	6215	29,5 kg	6315	33,5 kg	5



## Installation of Semifix Screen with Wall Mounting and Floor Pole

**The installation staff are responsible for ensuring that the fasteners are suitable for the wall and floor, that the wall and floor are in good condition, and that the wall, floor and fasteners can support the weight of the screen system and other forces that may occur during normal use.**


The screens are designed to be used **indoors** on smooth, level flooring. Installation and use on floors that are not horizontal may be unsafe and will void the warranty.

**Art. No.**




**6143, 6144, 6145  
6243, 6244, 6245  
6343, 6344, 6345**

**6539, 6544, 6540  
6561, 6562, 6563**

Screen height	Distance from floor
1.85 m	410 mm
1.65 m	410 mm
1.45 m	310 mm



6539  
6544  
6540





**1.** Mark and drill a hole for the lower fastening screw.  
Distance from floor: 310 mm for screen of 1.45 m height, 410 mm for screen of 1.65 m or 1.85 m height.

**2.** Fasten the lower end of the wall mounting to the wall. The upper end of the wall mounting is marked by an arrow and the word UP.

**3.** Make sure the wall mounting is vertical. Mark and drill a hole for the upper end of the wall mounting and fasten it to the wall.

**4.** Push the wheels into the screen. Make sure the wheels are inserted into all the wheel holes.





**5.** Attach the screen by inserting the bottom pin of the screen into the bottom hole of the wall mounting. Press the upper pin down using the torx screw on the side to get the pin into the upper hole.

If needed, the torx screw (T20) can be tightened to prevent anyone from detaching the screen accidentally. Make sure the screw is in the **top position** after tightening it.

**6.** The wheelbase can be rotated 90° for increased stability or extra floor space. The wheels automatically lock in two different positions, across or parallel with the screen. The wheel suspension compensates for uneven floors.

**7. EasyClick** makes it quick and easy to assemble and combine semifix screens. Connect up to three additional panels to build in four different directions with the EasyClick three-point connector or combine it with Silentia Folding screens.






**1.** Put the floor pole in its intended position, lift the plastic cover of the floor pole and mark the drilling point on the floor. Move the pole aside and drill.

**2.** Move the floor pole back in place and check that it is **vertical** in all directions. Fasten the pole into place. Replace the plastic cover and fasten it with the screw included.

**3.** Push the wheels into the screen. Make sure the wheels are inserted into all the wheel holes.




**4.** Attach the screen by inserting the bottom pin of the screen into the bottom hole of the floor pole. Press the upper pin down using the torx screw on the side to get the pin into the upper hole.

If needed, the torx screw (T20) can be tightened to prevent anyone from detaching the screen accidentally. Make sure the screw is in the **top position** after tightening it.

**7. EasyClick** makes it quick and easy to assemble and combine semifix screens. Connect up to three additional panels to build in four different directions with the EasyClick three-point connector or combine it with Silentia Folding screens.

**6.** The wheelbase can be rotated 90° for increased stability or extra floor space. The wheels automatically lock in two different positions, across or parallel with the screen. The wheel suspension compensates for uneven floors.



# Montering av fast skjerm med veggfeste og gulvstolpe

Det er montørens ansvar å sikre at skrueforbindelsene er egnet for henholdsvis vegg og gulvet, at vegg og gulvet er i god stand og at vegg, gulvet og skrueforbindelsene tåler skjermssystemets vekt og andre krefter som kan forekomme under normal bruk.

Skjermene er konstruert for bruk **innendørs** på jevne, horisontale gulv. Montering og bruk på ikke-horisontale gulv kan sette sikkerheten i fare og gjøre garantien ugyldig.

Art. nr.



6150, 6155


6250, 6255

6350, 6355

6539, 6544,  
6540

6561, 6562,  
6563






**4.** Marker borepunktene på veggen. Flytt deretter bort skjermen og bor.

**5.** Ta løst veggfestet fra skjermen og skru det fast i veggen. Monter på skjermen igjen (se instruksjoner for bilde 1).

Løft opp stolpens plastkåpe og marker i gulvet for å bore. Skyv skjermen til siden og bor.



**6.** Skyv skjermen tilbake og skru fast stolpen.

**7.** Trykk ned stolpens plastkåpe og fest den med medfølgende skrue.

Art. nr.	Vekt
6150	6,2 kg
6155	11,4 kg
6250	7,3 kg
6255	13,4 kg
6350	8,3 kg
6355	15,3 kg
6561	3,3 kg
6562	3,6 kg
6563	3,8 kg

**For montering av foldeskjerm sammen med fast skjerm, se side 25.**

# Montering av fast skjerm med to gulvstolper

**Det er montørens ansvar å sikre at skrueforbindelsene er egnet for gulvet, at gulvet er i god stand og at gulvet og skrueforbindelsene tåler skjermssystemets vekt og andre krefter som kan forekomme under normal bruk.**

Skjermene er konstruert for bruk **innendørs** på jevne, horisontale gulv. Montering og bruk på ikke-horisontale gulv kan sette sikkerheten i fare og gjøre garantien ugyldig.

**Art. nr.**

**6150, 6155**


**6250, 6255**

**6350, 6355**

**6561, 6562,**

**6563**


**1.**



**1.** Sett sammen skjermen med gulvstolpene ved å føre skjermens nedre låsepinne inn i gulvstolpens nedre hull og deretter trykke ned torx-skruen på siden slik at du får den øvre låsepinnen inn i det øvre hullet. Kontroller at torx-skruene er i den **øvre posisjonen**.


Hold skjermen der den skal stå, løft opp gulvstolpenes plastkåper og marker i gulvet der det skal bores. Flytt bort skjermen og bor.

**2.**



**2.** Sett skjermen tilbake og kontroller at den står **vannrett** og **loddrett** i alle retninger. Skru fast gulvstolpene.

3.



3. Trykk ned stolpenes plastkåper og fest dem med medfølgende skrue.

Art. nr.	Vekt
6150	6,2 kg
6155	11,4 kg
6250	7,3 kg
6255	13,4 kg
6350	8,3 kg
6355	15,3 kg
6561	3,3 kg
6562	3,6 kg
6563	3,8 kg


## Montering av foldeskjerm sammen med fast skjerm

### Godkjente posisjoner for montering


Flere skjermer kan monteres på samme stolpe. Foldesjermer kan bare monteres i følgende godkjente posisjoner:

1. På samme side av stolpen som en fast skjerm. (Stolpe i variant C eller D): Foldesjermen må hvile mot den faste skjermen når den er sammenfelt. (Bilde 1.a og 1.b)
2. På motsatt side av stolpen i forhold til den faste skjermen. (Stolpe i variant B eller D): Foldesjermen må monteres i festepunkter midt på stolpen. (Bilde 2.a og 2.b)


1.a




1.b




A




B



C




D




Feste midt på stolpen

2.a



2.b



### Utførelse

Monter først de faste skjermene (se side 22–25). Følg deretter instruksjonene i punkt 3 og 4 på neste oppslag.

## Montering av foldeskjerm på gulvstolpe

Det er montørens ansvar å sikre at skrueforbindelsene er egnet for gulvet, at gulvet er i god stand og at gulvet og skrueforbindelsene tåler skjermens vekt og andre krefter som kan forekomme under normal bruk.

Skjermene er konstruert for bruk **innendørs** på jevne, horisontale gulv. Montering og bruk på ikke-horisontale gulv kan sette sikkerheten i fare og gjøre garantien ugyldig.

Art. nr.


6105 - 6115

6205 - 6215

6305 - 6315


6561, 6562,

6563




1. Plasser gulvstolpen på ønsket sted, løft stolpens plastkåpe og marker borepunktet på gulvet. Flytt bort stolpen og bor.

**Foldeskjermen må plasseres i festepunkter midt på stolpen når den ikke monteres sammen med en fast skjerm. Bruk stolpe i variant A eller B. For montering sammen med fast skjerm, se side 25.**



Art. nr.	Vekt	Art. nr.	Vekt	Art. nr.	Vekt	Antall hjul
6105	8 kg	6205	9,5 kg	6305	11,5 kg	1
6106	10,5 kg	6206	12 kg	6306	13,5 kg	2
6107	12 kg	6207	14 kg	6307	16 kg	2
6108	13,5 kg	6208	16 kg	6308	18 kg	2
6109	15,5 kg	6209	18 kg	6309	20,5 kg	3
6110	17 kg	6210	19,5 kg	6310	22,5 kg	3
6111	18,5 kg	6211	21,5 kg	6311	24,5 kg	3
6112	20 kg	6212	24 kg	6312	27 kg	4
6113	22 kg	6213	25,5 kg	6313	29 kg	4
6114	24 kg	6214	27,5 kg	6314	31,5 kg	4
6115	25,5 kg	6215	29,5 kg	6315	33,5 kg	5


2.



2. Still tilbake stolpen og kontroller at den er **loddrett** i alle retninger. Skru fast stolpen.


Trykk ned stolpens plastkåpe og fest den med medfølgende skrue.

3.



3. Trykk inn hjulene i skjermen. Kontroller at det settes inn hjul i alle hjulhull.

4.



4. Fest skjermen ved å føre skjermens nedre låsepinne inn i gulvstolpens nedre hull. Trykk ned torx-skruen på siden slik at du får den øvre låsepinne inn i gulvstolpens øvre hull.

Ved behov for dette kan torx-skruen (T20) trekkes til for å forhindre at noen løsner skjermen utilsiktet. Kontroller at skruen er i sin **øvre posisjon** også etter at du har trukket den til.

De lengste skjermene (12–15 seksjoner) er beregnet på bruk i en L-form rundt sengen.

# Montering av skjerm på vogn for en skjerm

Skjermene er konstruert for bruk **innendørs** på jevne, horisontale gulv. Montering og bruk på ikke-horisontale gulv kan sette sikkerheten i fare og gjøre garantien ugyldig.

**Art. nr.**


**6105 - 6115**

**6205 - 6215**

**6305 - 6315**

**6514, 6518,  
6520**

1.




6514  
6518  
6520


1. Still ryggdelen på hjuldelen slik at **festepunktene for skjermen er på samme side som den bøyde (konkave) siden av hjuldelen**. Trø brikkene over skruene og **trekk dem godt til**.

Slik justeres snorens lengde slik at den passer for det antall seksjoner som skjermen har.


**A)** Mat inn snoren slik at den kommer ut som en løkke som vender nedover.



**B)** Juster lengden på snoren ved enten å trykke inn snoren oppover for å forkorte den eller dra ut snoren nedover for å forlenge den.



**C)** Trekk ut snoren slik at løkken forsvinner og mål lengden ifølge tabellen nedenfor.




Hvis lengden er feil, utføres prosedyren A) til C) om igjen til lengden blir rett.

**Antall seksjoner**

5  
7  
9  
11  
13  
15


**Snorens lengde**

41 cm/16"  
48 cm/19"  
54 cm/21"  
60 cm/24"  
65 cm/26"  
72 cm/29"



2. Trykk inn hjulene i skjermen. Kontroller at det settes inn hjul i alle hjulhull.

**Hvis det mangler hjul, kan skjermen bli ustabil og velte.**



3. Fest skjermen på vognen ved å føre skjermens nedre låsepinne inn i vognens nedre hull. Trykk ned torx-skruen på siden slik at du får den øvre låsepinnen inn i vognens øvre hull.

Ved behov for dette kan torx-skruen (T20) trekkes til for å forhindre at noen løsner skjermen utilsiktet. Kontroller at skruen er i sin **øvre posisjon** også etter at du har trukket den til.

**På en korrekt montert skjerm plasseres skjermens hjul inne i hjuldelens bøyde åpning når skjermen er sammenfelt. Feil montering gjør skjermen mindre stabil og vanskeligere å bruke.**

Før skjermenheten forflyttes, kontroller at alle hjul er ulåste.

Før skjermen trekkes ut, kontroller at vognens hjul er låste og at skjermens hjul er ulåste.

De lengste skjermene (12–15 seksjoner) er beregnet på bruk i en L-form rundt sengen.

Art. nr.	Vekt	Art. nr.	Vekt	Art. nr.	Vekt	Antall hjul
6105	8 kg	6205	9,5 kg	6305	11,5 kg	1
6106	10,5 kg	6206	12 kg	6306	13,5 kg	2
6107	12 kg	6207	14 kg	6307	16 kg	2
6108	13,5 kg	6208	16 kg	6308	18 kg	2
6109	15,5 kg	6209	18 kg	6309	20,5 kg	3
6110	17 kg	6210	19,5 kg	6310	22,5 kg	3
6111	18,5 kg	6211	21,5 kg	6311	24,5 kg	3
6112	20 kg	6212	24 kg	6312	27 kg	4
6113	22 kg	6213	25,5 kg	6313	29 kg	4
6114	24 kg	6214	27,5 kg	6314	31,5 kg	4
6115	25,5 kg	6215	29,5 kg	6315	33,5 kg	5

# Montering av skjerm på vogn for to skjermer

Skjermene er konstruert for bruk **innendørs** på jevne, horisontale gulv. Montering og bruk på ikke-horisontale gulv kan sette sikkerheten i fare og gjøre garantien ugyldig.

**Art. nr.**


**6105 - 6115**

**6205 - 6215**

**6305 - 6315**

**6501, 6503,  
6521**


1.




1. Still ryggdelen på hjuldelen. Trø brikkene over skruene og **trekk dem godt til**.

Slik justeres snorens lengde slik at den passer for det antall seksjoner som skjermen har.


**A)** Mat inn snoren slik at den kommer ut som en løkke som vender nedover.



**B)** Juster lengden på snoren ved enten å trykke inn snoren oppover for å forkorte den eller dra ut snoren nedover for å forlenge den.




**C)** Trekk ut snoren slik at løkken forsvinner og mål lengden ifølge tabellen nedenfor.



Hvis lengden er feil, utføres prosedyren A) til C) om igjen til lengden blir rett.

Antall seksjoner	Snorens lengde
5	41 cm/16"
7	48 cm/19"
9	54 cm/21"
11	60 cm/24"
13	65 cm/26"
15	72 cm/29"


2.



2. Trykk inn hjulene i skjermen. Kontroller at det settes inn hjul i alle hjulhull.

**Hvis det mangler hjul, kan skjermen bli ustabil og velte.**

3.



3. Fest skjermen på vognen ved å føre skjermens nedre låsepinne inn i vognens nedre hull. Trykk ned torx-skruen på siden slik at du får den øvre låsepinnen inn i vognens øvre hull.

Ved behov for dette kan torx-skruen (T20) trekkes til for å forhindre at noen løsner skjermen utilsiktet. Kontroller at skruen er i sin **øvre posisjon** også etter at du har trukket den til.

Før skjermenheten forflyttes, kontroller at alle hjul er ulåste.

Før skjermen trekkes ut, kontroller at vognens hjul er låste og at skjermens hjul er ulåste.

De lengste skjermene (12–15 seksjoner) er beregnet på bruk i en L-form rundt sengen.


Art. nr.	Vekt	Art. nr.	Vekt	Art. nr.	Vekt	Antall hjul
6105	8 kg	6205	9,5 kg	6305	11,5 kg	1
6106	10,5 kg	6206	12 kg	6306	13,5 kg	2
6107	12 kg	6207	14 kg	6307	16 kg	2
6108	13,5 kg	6208	16 kg	6308	18 kg	2
6109	15,5 kg	6209	18 kg	6309	20,5 kg	3
6110	17 kg	6210	19,5 kg	6310	22,5 kg	3
6111	18,5 kg	6211	21,5 kg	6311	24,5 kg	3
6112	20 kg	6212	24 kg	6312	27 kg	4
6113	22 kg	6213	25,5 kg	6313	29 kg	4
6114	24 kg	6214	27,5 kg	6314	31,5 kg	4
6115	25,5 kg	6215	29,5 kg	6315	33,5 kg	5

## Montering av mobil gavlskjerm


Skjermene er konstruert for bruk **innendørs** på jevne, horisontale gulv. Montering og bruk på ikke-horisontale gulv kan sette sikkerheten i fare og gjøre garantien ugyldig.

**Art. nr.**  
**6522, 6523**  
**6532, 6533**

1.




1. Still ryggdelen på hjuldelen slik at **konturen på hjuldelen stemmer med stolpenes kontur**. Trø brykkene over skruene og **trekk dem godt til**.




2. Trykk inn hjulene i skjermen. Kontroller at det settes inn hjul i alle hjulhull.

**Hvis det mangler hjul, kan skjermen bli ustabil og velte.**



3.a) Fest den ytre vingen til den indre vingen ved å sette inn låsepinnen i det nedre hullet på den indre vingen.

b) Trykk ned den øvre låsepinnen med fingeren og sett den slik at den springer opp i det øvre hullet.



4. Snoren kan brukes til å holde de sammenfellbare delene mot ryggdelen når skjermen forflyttes.

Før skjermenheten forflyttes, kontroller at alle hjul er ulåste.

# Montering av dusjskjerm

Det er montørens ansvar å sikre at skrueforbindelsene er egnet for veggen, at veggen er i god stand og at veggen og skrueforbindelsene tåler skjermens vekt og andre krefter som kan forekomme under normal bruk.

Skjermene er konstruert for bruk **innendørs** på jevne, horisontale gulv. Montering og bruk på ikke-horisontale gulv kan sette sikkerheten i fare og gjøre garantien ugyldig.

Art. nr.

6183 - 6185

6283 - 6285

6383 - 6385

6539-SH

6544-SH

6540-SH


## 1.

Skjermens høyde	Avstand til gulvet
1,7 m	270 mm
1,5 m	270 mm
1,3 m	170 mm

## 1. Marker og bor hull for den nedre festeskruen.


Avstanden fra gulvet er 170 mm for en 1,3 m høy skjerm og 270 mm for en 1,5 m eller 1,7 m høy skjerm.

**Obs! Alle hull som bores i vegger eller gulv i våtrom, må forsegles mot vanninntrengning på en fagmessig måte.**




## 2.

6539-SH  
6544-SH  
6540-SH




## 3.



## 2. Fest veggfestets nedre ende i veggen. Veggfestets øvre ende er markert med en pil og ordet UP.


3. Kontroller at veggfestet er **loddrett**. Marker og bor hull for veggfestets øvre ende og skru det fast til veggen.

4.



4. Trykk inn hjulene i skjermen. Kontroller at det settes inn hjul i alle hjulhull.


5.



5. Fest skjermen ved å føre den indre skjermens nedre låsepinne inn i veggfestets nedre hull. Trykk ned torx-skruen på siden slik at du får den øvre låsepinne inn i veggfestets øvre hull.

Ved behov for dette kan torx-skruen (T20) trekkes til for å forhindre at noen løsner skjermen utilsiktet. Kontroller at skruen er i sin **øvre posisjon** også etter at du har trukket den til.


6.



6. Fest den ytre skjermen på den indre skjermen på samme måte som den indre skjermen ble festet på veggfestet.


Art. nr.	Vekt	Antall hjul
6183	5 kg	1
6184	5,5 kg	1
6185	7 kg	1
6283	5,5 kg	1
6284	6,5 kg	1
6285	8 kg	1
6383	6 kg	1
6384	7,5 kg	1
6385	9 kg	1

# PPE Holder 1, Mobile sengegavlskjermer





**One Size - Art. Nr. 6580**

**Silentia PPE Accessory Clamp - Art. Nr. 6590**




MAX 2 PPE Holder  
 MAX 4 kg / screen  
 MAX 9 lbs / screen

# PPE Holder 1, Vogn for en skjerm





**One Size - 1,45 m - Art. Nr. 6580**

**Silentia PPE Accessory Clamp - Art. Nr. 6590**




MAX 1 PPE Holder  
MAX 4 kg / screen  
MAX 9 lbs / screen

# PPE Holder 2, Foldeskjermer




MAX 1 PPE Holder  
MAX 1 kg / screen  
MAX 2 lbs / screen



Silentia PPE Accessory Clamp - Art. Nr. 6590


# PPE Holder 3, Semifix skjermer




MAX 6 kg / screen  
MAX 13 lbs / screen

- 1,45 m - Art. Nr. 6581
- 1,65 m - Art. Nr. 6582
- 1,85 m - Art. Nr. 6583

Silentia PPE Accessory Clamp - Art. Nr. 6590




# PPE Holder 3, Faste skjermer



MAX 6 kg / screen  
MAX 13 lbs / screen

- 1,45 m - Art. Nr. 6581
- 1,65 m - Art. Nr. 6582
- 1,85 m - Art. Nr. 6583

Silentia PPE Accessory Clamp - Art. Nr. 6590





### **Australia**

Medeleq Pty Ltd, 23/9-15 Sinclair St,  
Arundel Qld 4214, Australia  
Tel. +61 07 5529 0753, Fax. +61 07 5537 3831  
michael@medeleq.com.au

### **Belgia**

Silentia Belux, Vissersstraat, 24,  
BE-8420 De Haan, Belgia  
Tel. +32 59251642, Fax. +32 59279670  
info@silentia.be

### **Canada**

Cornerstone Medical Inc, #10 - 889 Barton St., Stoney  
Creek, ON L8E 5V1, Canada  
Tel. 001 (905) 945-2522, Fax. 001 (905) 945-5611  
dthibault@cornerstone-medical.com

### **Danmark**

Silentia ApS, Århusgade 88, 3,  
DK-2100 København Ø, Danmark  
Tel. +45 3990 8585  
info@silentia.dk

### **Estland**

InstruMed OÜ, Emajõe 1a, EE-51008 Tartu, Estland  
Tel. +372 509 2406, Fax. +372 739 0681  
info@instrumed.ee

### **Finland**

Silentia OY, Taivalmäki 9, FI-02200 Espoo, Finland  
Tel. +358 (0)9 31532410  
info@silentia.fi

### **Frankrike**

SYSTEM MED, Parc Urbain Est,  
105, rue Alexandre Dumas,  
FR-69120 Vaulx en Velin, Frankrike  
Tel. +33 (0)4 78897143 Fax. +33 (0)4 78896540  
info@system-med.fr

### **Franske antiller**

MedicoPack, 7 Lot Dugazon de Bourgogne,  
ZAC Petit-Pérou, 97139 Les Abymes, Guadeloupe  
Tel. 05-90-88-71-97, Fax. 05-90-88-71-96  
medico-pack@orange.fr

### **Hellas**

Meditime, Ioustanianou 8,  
EL-54631 Thessaloniki, Hellas  
Tel. +302310263300, Fax. +302310263329  
nikos@meditime.net

### **Hong Kong**

Viking Group (H.K.) Ltd, Unit 1202, 12/F,  
Kwon Kin Trade Centre, No. 5, Kin Fat Street, Tuen Mun,  
N.T., Hong Kong SAR of China  
Tel. +85223956339, Fax. +85224417068  
vghk@netvigator.com

### **India**

SNG-Sun Narula Group, NG Tower A-219, Road  
No 6, Mahipalpur NH8, New Dehli-110 037, India  
Tel. +91 11 26787685, Fax. +91 11 26787694  
pankaj.narula@sngindia.org

### **Iran**

Mehr Pooyan Behdasht co. Ltd, 2nd Floor, No. 96,  
Saremi Ave., Southern Aban St. (Azodi St.)  
Karim Khane Zand Ave., Tehran-Iran  
Tel. +9821 88925411-12, Fax. +9821 88925413  
info@mpb-med.com

### **Irland**

Lisclare Ltd, Unit 4-5 Montgomery Business Park,  
38 Montgomery Road, Belfast BT6 9HL, Storbritannia  
Tel. +442890794000, Fax. +442890794577  
info@lisclare.com

### **Island**

Icepharma, Lynghálsi 13, IS-110 Reykjavík, Island  
Tel. +354 5408000, Fax. +354 5408001  
laeknoghjukvorur@icepharma.is

### **Israel**

Amos Gazit Ltd, Magshimim St. 21,  
4925468 Petach-Tikva, Israel  
Tel. +972 (0)3 9250000  
info@gazit.co.il

### **Italia**

Ladurner Hospitalia GmbH, Via Max-Valier-Str. 3/A,  
IT-39012 Meran (BZ), Italien  
Tel. +39 (0)473 272727, Fax. +39 (0)473 272728  
info@silentia.it



### **Japan**

Moraine Corp., Unison Mall 3rdF, 5-1-1, Higashinakano,  
Nakano-ku, Tokyo 164-0003, Japan  
Tel. +81 3 5338 3911, Fax. +81 3 5338 3912  
info@moraine.co.jp

### **Kroatia**

Panontrade, Rakitska cesta 43, Rakitje,  
HR-10437 Bestovje, Kroatia  
Tel. +385 (01) 3325968, Fax. +385 (01) 3325972  
panon-trade@zg.t-com.hr

### **Kuwait**

Kmed Company W.L.L, P.O. Box 28480,  
13145 Safat, Kuwait  
Tel. +9652427253, Fax. +9652427227  
info@kmedcompany.com

### **Litauen**

UAB "Teida",  
Karaliaus Mindaugo pr. 16/Druskininkų g.1,  
LT-44288 Kaunas, Litauen  
Tel. +370 (37) 323576, Fax. +370 (37) 209358  
info@teida.lt

### **Luxembourg**

Silentia Belux, Lammersakker, 22,  
BE-8700 Tielt, Belgia  
Tel. +32 51484334, Fax. +32 51582552  
info@silentia.be

### **Malta**

Sidroc Services, 74 Sliema Road, Gzira,  
GZR 1634, Malta  
Tel. +356 21315789, Fax. +356 21322770  
info@sidroc.com

### **Nederland**

Silentia Nederland B.V., Nijverheidsweg 8,  
NL-5071 NK Udenhout, Nederland  
Tel. +31(0)135119302, Fax. +31(0)135112324  
info@silentia-schermen.nl

### **Norge**

Silentia Norge AS, Elisabeth von Hübschs gate 6,  
NO-1534 Moss, Norge  
Tel. +47 38 362060  
info@silentia.no

### **Polen**

Eres Medical, Plouszowice Kol 64 B,  
PL-21-008 Tomaszowice, Polen  
Tel. +48 (81) 502007018, Fax. +48 (81) 502007020  
info@eresmedical.com.pl

### **Portugal**

HospiTécnica, Lda., Rua Belo Horizonte, Porta B,  
PT-2640-027 Santo Isidoro, Portugal  
Tel. +351 261 963 212, Fax. +351 261 963 211  
hospitecnica@mail.telepac.pt

### **Singapore**

SYSTEMZ PTE LTD, No. 1 Bukit Batok Crescent,  
#09-07 WCEGA, Plaza, Singapore 658064, Singapore  
Tel. +65-64650387, Fax. +65-64650656  
info@systmz.sg

### **Slovenia**

Timo d.o.o. Ajdovščina, Vipavska cesta 4i,  
SI-5270 Ajdovščina, Slovenia  
Tel. +38653689330, Fax. +38653663805  
info@timo.si

### **Spania**

Silentia Spain S.L., c / Benavent, 12. Bajos,  
ES-08028 Barcelona, Spania  
Tel. +34 935190158  
info@silentia.com.es

### **Storbritannia**

Lisclare Ltd, Unit 11 Heron Business Park,  
Tanhouse Lane, WA9 0SW Widnes, Storbritannia  
Tel. +44(0)870 850 2384, Fax. +44(0)8708502386  
info@lisclare.com

### **Sveits**

Med-Innova SA / Med-Innova AG,  
Chemin des Quatre-Vents 7F,  
CH-1166 Perroy, Sveits  
Tel. +41 26 323 20 30  
infor@med-innova.ch

### **Sverige**

Silentia AB, Box 108  
SE-311 22 Falkenberg, Sverige  
Tel. +46 (0)346 48580  
info@silentia.se



### **Tsjekkia**

LABO-MS s.r.o., Petržilkova 2491/56,  
CZ-158 00 Praha 5 - Nové Butovice, Tsjekkia  
Tel. +420 251624035, Fax. +420 251624039  
labo-ms@labo-ms.cz

### **Tyrkia**

MedSistem, Tavukcuyolu Barbaros Cad. Hattat Sokak,  
No: 21 MedSistem Is Merkezi, Yukari Dudullu, 34775  
Ümraniye/Istanbul, Tyrkia  
Tel. +902164155660, Fax. +902164153224  
info@medsistem.com.tr

### **Tyskland**

Silentia GmbH, Postfach 550182,  
DE-22561 Hamburg, Tyskland  
Tel. +49(0)40 3905502, Fax. +49(0)40 3903768  
info@silentia.de

### **Ungarn**

Medifair Trading, Szabadkai u. 12,  
HU-1223 Budapest, Ungarn  
Tel. +3613626246, Fax. +3613620285  
info@medifair.hu

### **USA**


Silentia Inc., 1004 W. 9<sup>th</sup> Ave., Suite 105,  
King of Prussia, PA 19406, USA  
Tel. +1 (267) 457-4477  
info@silentia.us

### **Østerrike**

Czerny Handels GmbH, Hosnedlgasse 16,  
AT-1220 Wien, Østerrike  
Tel. +43(1)2716546-0  
silentia@czerny-a.at

### **Skjema for regelmessig 6-månederskontroll**

På neste side finnes det et skjema som kan kopieres (forstørr det gjerne til A4) og brukes ved ettersyn på skjermene. Hvert blad kan brukes for én skjerm eller for flere skjermer i samme rom eller på samme avdeling.



Referanse (Avdeling/Rom/Artikkel/Serienr.)	Sykehus/Klinikk/Pleiehjem	Dato
--	---------------------------	------

## Silentiaskjermen regelmessig 6-månederskontroll/-service

<b>1. Kontroller innfesting til vegg/gulv/vogn</b>	<b>2. Kontroller skjerm/skjermer</b>
(For referanse, se manual eller <a href="http://www.silentia.eu">www.silentia.eu</a> )	
Alle innfestinger, distanser og klaver er OK <input type="checkbox"/>	Skjermene ser ut og fungerer som de skal <input type="checkbox"/>
Veggfeste/distanse/IVA-skinne/gulvstolpe sitter ikke ordentlig fast i veggen/gulvet <input type="checkbox"/>	Skade på paneler <input type="checkbox"/>
Skjermen sitter ikke ordentlig fast i veggfeste/gulvstolpe/vogn (EasyClick™-systemet, se nedenfor) <input type="checkbox"/>	Skade på hjul <input type="checkbox"/>
Feil/skade på veggfeste/gulvstolpe <input type="checkbox"/>	Skade på håndtak <input type="checkbox"/>
Feil/skade på distanse for veggfeste eller klave for IVA-skinne <input type="checkbox"/>	Skade på lister <input type="checkbox"/>
Feil/skade på vogn <input type="checkbox"/>	Andre feil/skader <input type="checkbox"/>
Andre feil/skader <input type="checkbox"/>	
Spesifiser (f.eks. artikkel/serienr., sted; feil/skade)	Spesifiser (f.eks. artikkel/detalj, posisjon regnet fra håndtaket; feil/skade)
	EasyClick™-systemet 

Kundeopplysninger	Arbeidet utført av
Signatur	Signatur
Dato	Dato



THE FUTURE IN PRIVACY & HYGIENE SOLUTIONS

Silentia AB, Box 108, SE-311 22 Falkenberg, Sweden - Tel: +46 (0)346-48580  
info@silentia.se - www.silentia.eu

